

buddy roamer™

Buddy Roamer Größe 0

Bedienungsanleitung



Der Buddy Roamer ist eine hintere Gehhilfe, die teillasttragende Haltungsunterstützung bei der Beweglichkeit bietet.

Der ergonomisch geformte Rahmen trägt das Körpergewicht und ermöglicht es dem Kind, frei und ohne Hilfe herumzulaufen.

In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie den Rollator für den ersten Gebrauch einfach einrichten und welche Einstellungen zur Verfügung stehen, um die volle Funktionalität des Geräts zu ermöglichen. Bitte lesen Sie vor der Montage die Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass der Buddy Roamer effektiv eingesetzt wird.

Konformitätserklärung

Liegeplätze Mediquip als Hersteller erklärt, dass die Buddy Roamer Gehhilfe den Anforderungen der (EU) MDR 2017/745 entspricht

Garantiebedingungen

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt gemäß den angegebenen Bedingungen und für die beabsichtigten Zwecke verwendet wird, wobei die Empfehlungen aller Hersteller befolgt werden. Eine einjährige Garantie wird mit allen Buddy Roamer Gehhilfen gewährt.

INHALT

- 01. Sicherheitshinweise – Seite 3
- 02. Erste Montage – Seite 4
- 03. Messungen – Seite 5
- 04. Anpassungen – Seite 6, 7, 8 und 9
- 05. EinZubehör – Seite 10
- 06. Wartung – Seite 11
- 07. Pflege und Reinigung – Seite 11
- 08. Technische Informationen – Seite 12
- 09. Kontaktieren Sie uns – Seite 1



01 Sicherheitsinformationen



Alle Anweisungen in diesem Handbuch sollten vor dem Gebrauch vollständig gelesen werden.



Das maximale Benutzergewicht für den Buddy Roamer Größe 0 "Walkabout™" beträgt 30Kg.

Diese Gewichtsgrenze darf nicht überschritten werden.



Benutzer sollten zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt bleiben, während sie den Buddy Roamer verwenden. Alle Montage und Anpassungen müssen von einem kompetenten Erwachsenen oder Ingenieur durchgeführt werden.



Verwenden Sie nur von Moorings Mediquip zugelassene Komponenten mit dem Rollator. Modifizieren Sie das Gerät niemals. Dies kann den Benutzer gefährden und die Garantie ungültig machen.



Wenn Produktmängel offensichtlich werden oder Teile ausfallen sollten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Händler vor Ort, um diese zu beheben.



Alle Positionsanpassungen sollten vorgenommen werden, bevor der Benutzer in den Rollator eingesetzt wird. Alle Einstellschrauben, Griffknöpfe und Gurte müssen vor Gebrauch wieder sicher befestigt werden.



Das Produkt sollte von allen direkten Wärmequellen ferngehalten werden, einschließlich offener Flammen, Zigaretten, Heizungen und Heizkörper. Bei Nichtgebrauch sollte der Rollator an einem trockenen Ort gelagert werden, der keinen extremen Temperaturen ausgesetzt ist.



Befolgen Sie alle täglichen, wöchentlichen und jährlichen Produktinspektionen. (Siehe Abschnitt Wartung (06) dieses Handbuchs)



Bitte halten Sie das gesamte Kunststoffverpackungsmaterial von Kindern fern, da Kunststoffverpackungen Erstickungsgefahr darstellen können.



Immer nur mit kompetenter Aufsicht für den Innenbereich empfohlen.

02 Erste Montage

Inhalt der Box:


- 1) Grundrahmen Assembly
- 2) Säule mit angehängten Seitenwänden
- 3) Zentrale Positionierungsleiste
- 4) Benutzerhandbuch
- 5) Seriennummer am Rahmen befestigt
- 6) Inbusschlüssel



(4mm und 5mm Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten
in der Plastiktüte mit diesem Handbuch)

Schritt 1

Entpacken der Basisrahmenbaugruppe
und wie gezeigt auf eine ebene Fläche legen.



Schritt 2

Lösen Sie alle Muffenschrauben mit
der mitgelieferte 5mm Inbusschlüssel und Schiebersäule
in den Schlitzstein. Stellen Sie sicher, dass beide Slot-Steine
in Spalte eingefügt.




Schritt 3

Stellen Sie sicher, dass sich schwarze Klemmen in der Mitte des Walker
Rahmen und Säule in der richtigen Höhe vor Klemmen
Werden angezogen.




03 Messungen

Für jedes Kind sollten die folgenden Messungen durchgeführt und in der folgenden Tabelle aufgezeichnet werden:



	Messung	Wert (cm / Zoll)
1	Innenbein	
2	Unterarm	
3	Gesamthöhe	
4	Brustbreite	

Diese Werte entsprechen den folgenden Anpassungen am Rollator; Diese Anpassungen sollten vor der Verwendung auf den richtigen Wert eingestellt werden:



04 Anpassungen

Zentrale Positionierungsstangenverstellung

Lösen Sie jede der Muffenschrauben auf der Rückseite des CPB. Dadurch kann der CPB angehoben werden oder entlang der Extrusionsbahn abgesenkt.

**Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben angezogen sind
Nach Anpassungen.**



Schritt 5

Lösen Sie 2 Schrauben der Kopfstützenstange und stellen Sie sie ein. Durch Schiebbestange nach oben oder unten Extrusionsbahn zu Bevorzugte Position. Schrauben festziehen, wenn sie fertig sind.



**Ensure alle Schrauben sind
nach Anpassung**



angezogen 04 Anpassungen

Bremsen Sie am Hinterrad, indem Sie auf das Pedal drücken. Bild 1

1



Rad-Antiblockiersystem wird durch Herausziehen und Drehen der Metallmutter nach hinten ausgelöst.

Um zu sperren, drehen Sie einfach zurück und stecken Sie in Position. Foto 2

2



Bitte notieren Sie sich die Seriennummer Ihres Produkts und bewahren Sie sie in die Box unten. Sie finden es auf dem Basisrahmen. Dies wird helfen bei
Etwaige Fragen, falls sie auftauchen.

S/N -

Höhenverstellungen.

Dies kann durch Lösen der 2 auf Foto 1 gezeigten Knöpfe erfolgen. Schieben Sie nach oben oder unten, und ziehen Sie dann die Knöpfe fest.

Nicht über den Extrusionsstab ausfahren.



Bild 1

Neigungswinkeleinstellung

Der Bauchwinkel kann nach vorne eingestellt werden

bis maximal 10°. Erstens, lockern Sie beide

der Sockelschrauben an der oberen Klemme,

Schieben Sie die Klemme entlang des vertikalen quadratischen Pfostens nach unten

den Bauchwinkel nach vorne,



Stellen Sie sicher, dass die Schrauben vollständig sind

**Vor Gebrauch wieder angezogen.
vorne.**

Überschreiten Sie nicht 10 Grad nach



Seitliche Belt Anpassungen

04

Anpassungen an seitlichen Bändern Schritt 6

1. Offene Schnalle an der Vorderseite des Gürtels. Bild 1
2. Lösen Sie die Schraube an der Rückseite der Seiten und öffnen Sie sie, um die Breite anzupassen. Foto 2
3. Passen Sie die Höhe an, indem Sie die Extrusionsbahn nach oben oder unten schieben. Und schrauben Sie fest.

1



2



Achten Sie beim Einstellen auf bewegliche Teile



05 Zubehör

Schultergurte 06

Dieses Zubehör wird von einer horizontalen Stange montiert, die an der vorderen Profilextrusion befestigt ist (Foto 1) Es hilft, die Schultern des Benutzers während des Gebrauchs in der richtigen Position zu halten. Diese sind in Höhe, Breite und Winkel einstellbar , um mit verschiedenen Größenvariationen fertig zu werden.

1



2



06 **Wartung**

Täglich

Die folgenden Kontrollen sollten von Therapeuten, Betreuern™ oder Eltern durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Buddy Roamer Size 0 " sicher ist.

1. Überprüfen Sie, ob alle Teile verärgert und in gutem Zustand sind. Überprüfen Sie, ob alle Kappenabdeckungen vorhanden sind, ohne dass Schraubenköpfe sichtbar sind.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Einstellschrauben, einschließlich der Kunststoffklemmen, der zentralen Positionierstange, der seitlichen Stützen und der Kopfstütze, vor dem Gebrauch vollständig angezogen sind.
3. Führen Sie eine Funktionsprüfung der Feststellbremse, der Richtungsverriegelung und der Anti-Roll-Back-Sperre (falls im Lieferumfang enthalten) durch, um sicherzustellen, dass sie voll funktionsfähig sind.

Wöchentlich

1. Überprüfen Sie alle Schraubverbindungen, um sicherzustellen, dass sich keine gelöst haben.
2. Überprüfen Sie alle Polster auf Gebrauchsspuren.
3. Überprüfen Sie alle Velcro Riemen und bürsten Sie Flusenansammlungen ab, um sicherzustellen, dass die Gurte richtig gesichert sind.

07 **Reinigung und Pflege**

1. Die Polster und Stoffe können von Hand gereinigt werden, während sie noch an Ort und Stelle sind, mit warmem Wasser und einem nicht abrasiven Reinigungsmittel.
2. Gewöhnliche Verschmutzungen und Verschüttungen sollten so schnell wie möglich mit Seife und warmem Wasser entfernt werden.
3. Metall- oder Kunststoffkomponenten können bei Bedarf mit einem feuchten Tuch oder Seife und Wasser gereinigt werden.

Stellen Sie immer sicher, dass das Produkt vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.

Verwenden Sie KEINE organischen Lösungsmittel oder chemischen Reinigungsflüssigkeiten an irgendeinem Teil des Buddy Walkabout™. Regelmäßige Reinigung und Wartung erhöhen die Lebensdauer des Produkts .

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig nur mit handelsüblichen Haushaltsreinigungsmitteln. Verwenden Sie KEINE Schleifreiniger.

08 Technische Informationen

ALLE MESSUNGEN WERDEN VOM BODEN BIS ZUR STÜTZE DURCHGEFÜHRT

Messungen	Größe 0
Höhe der Kopfstütze	52cm – 100cm
Max. Benutzerhöhe	100cm
Seitliche Stütze Max. Höhe	70cm
Max. Benutzergewicht	30kg
Gewicht der Einheit	6,5 kg – (verpackt 8 kg)
Max. seitliche Stützbreite	23cm

Technische Info	Größe 0
Einheitslänge	58cm
Einheitsbreite	52cm
Raddurchmesser	7cm
Sicherer Neigungsbereich	-10 Grad

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT DARF 30 KG NICHT ÜBERSCHREITEN

MAX. BENUTZERGRÖSSE 100CM



SICHERER NEIGUNGSBEREICH VORWÄRTS UM BIS ZU 10 GRAD

UDI – BUDDY ROAMER Größe 0 - 5065012131000



Weitere Informationen, Downloads, inspirierende Geschichten, Videos, Features und vieles mehr finden Sie unter:

buddy
roamer™
.com



buddy
roamer™
.com

Liegeplätze Mediquip

51 Slaght Road TEL: +44(0) 28 2563 2777

Ballymena FAX; +44(0) 28 2563 2272

Co.Antrim www.mooringsmediquip.com

Vereinigtes Königreich

BT42 2JH

Version 4.22

