



HMV-Nr. 26.11.06.0
in Anmeldung

**Extra großer, extra breiter
Reha-Autositz für Kinder**

**Rückhalteeinrichtung für
spezielle Anforderungen**
ECE R 44/03 - Gruppe II - III
15 bis 36 kg

- Bestellung**
 Kostenvoranschlag

Stand: 01.01.2019

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission:

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------

<input type="checkbox"/> KID Travel	795	1.327,00 €
--	------------	-------------------

Grundausrüstung:

- doppelwandige Sicherheits-Kunststoffschale
- gepolsterter 5-Punkt-Sicherheitsgurt mit Zentralversteller
- verstellbares Kopfpolster
- 2 Seitenpolster zur Sitzbreitenanpassung
- abnehmbarer Bezug
- niedrige Einstiegshöhe

Maße: Sitztiefe: 34 cm / Sitzbreite: 40 cm (vorne), 31 cm (hinten) / Rückenhöhe: 72 cm

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------

Zubehör-Tipp für mehr Sicherheit: Mit einer Anti-Escape-Weste bleiben Kinder sicher im Autositz angeschnallt.

- Anti-Escape-Weste, Gr. 2**
(für Kinder **ab** Schulterhöhe 31 cm)



823 **26,60 €^z**
^zNettopreis

- Sitztiefenverlängerung + 8 cm**



798 **86,70 €**

- Verstellstange**



797 **24,30 €**