




Positionierungs-Gurt für Kinder und Erwachsene mit abschließbaren Gurtschnallen für die Nutzung in Fahrzeugen

Körpergewicht: 30 - 80 kg
Körpergröße: 130 - 185 cm
(bis 150 cm immer mit Sitzschale / Sitzhöhung verwenden)

- Bestellung**
 Kostenvoranschlag

Stand: 01.01.2023

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.; gültig in ; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission:

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------


<input type="checkbox"/> Octopus Reha-Gurtsystem	9800006900000	343,00 €
---	----------------------	-----------------


Grundausrüstung:

Basisrücken; 7-Punkt-Sitzweste mit Gurtschnallen; Schultergurte; Beckengurte; Schrittgurt; 7x Gurtverbinder mit integrierten Gurtschlössern; Schlüssel für Gurtschlösser; Rettungshammer mit Gurtschneider; wasserabweisende Polster

Maße Polster (B x H): 7-Punkt-Sitzweste: 34 x 42 cm / Basisrücken: 34 x 84 cm

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------


<input type="checkbox"/> 	Gurtverlängerung	9800006910000	55,40 €
<i>(wird benötigt bei Fahrzeugsitzen mit fest verbundener Sitz- und Rückenfläche bzw. fester Rückenlehne, z.B. in Bussen)</i>			

<input type="checkbox"/> 	Basisrücken für Gurtsystem*	9800006920003	280,00 €
<i>(Ausstattung: Basisrücken; Schultergurte; Beckengurte; Schrittgurt; Schlüssel für Gurtschlösser; Rettungshammer mit Gurtschneider; wasserabweisende Polster)</i>			

<input type="checkbox"/> 	Kopfstütze Cardiff	9800806270000	103,00 €
			

TIPP:

* Empfohlen für den schnellen Fahrzeugwechsel z.B. Schultaxi, Behindertentransport, Zweitwagen. Der Basisrücken für das Gurtsystem bleibt fertig montiert im Fahrzeug, die 7-Punkt-Sitzweste wechselt zusammen mit dem Nutzer schnell das Fahrzeug.

 **Bitte beachten Sie:** Das Octopus Reha-Gurtsystem ist nicht als Sicherheitsgurt, sondern als Medizinprodukt zur Positionierung eingestuft. Zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften MUSS der vorhandene Fahrzeugsicherheitsgurt IMMER über dem Octopus-Gurt genutzt werden. Diese Kombination bietet zusätzliche Sicherheit für den Anwender.