



HMV-Nr. 26.11.06.0020

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Reha-Autositz für Kinder,
lange mitwachsend

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Rückhalteeinrichtung für
spezielle Anforderungen „S“

ECE R 44/04 - Gruppe I - III

9 bis 36 kg

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Bestellung

Kostenvoranschlag

Stand: 01.01.2019

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig bis auf Widerruf

Kommission: _____

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------

RECARO Sport HERO Reha

880

1.235,00 €

Grundausrüstung: Sitz und Rücken mit 4-fach höhenverstellbarer Kopfstütze; integrierter 5-Punkt-Gurt mit Zentralversteller; höhenverstellbarer Schultergurt mit HERO Gurtpolster-System inkl. Gurtschildpolster (klein); extra breite, seitliche Energieabsorber (ASP); Tragegriff; einstellbare Ruheposition; abnehmbare Kopf-, Thorax- und Sitzseitenpelotten; abnehmbare Bezüge, bis 30° C in der Maschine waschbar

Maße: Sitztiefe: 31 cm (26 cm mit Pelotten) / Sitzbreite: vorne 31 cm (21 cm mit Sitzpelotten, 27 cm mit Sitzverkleinerer),

hinten 29 cm (20 cm mit Sitzpelotten, 25 cm mit Sitzverkleinerer) / Rückenhöhe Sitz: 53 - 73* cm (* nach Ausbau Umlenkrohr) /

Schulterhöhe (für Gurtführung): 23 - 42 cm

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------

Zubehör-Tipp für mehr Sicherheit: Mit einer Anti-Escape-Weste bleiben Kinder sicher im Autositz angeschnallt.

Anti-Escape-Weste, Gr. 1 (für Kinder bis Schulterhöhe 31 cm)

Anti-Escape-Weste, Gr. 2 (für Kinder ab Schulterhöhe 31 cm)



822

26,60 €^z

823

26,60 €^z

^zNettopreis

Fußstütze, kurz** (Tiefe: 12 cm) inkl. Erhöhungsblock, abklappbar und winkelverstellbar

806/1

263,00 €

Adapter für Fußstütze**

821

230,00 €

Drehplatte mit Fußstützenadapter***

820

339,00 €

Seatfix-Adapter (für Drehplatte)****

818

100,00 €

Stabilisierungsbügel, hinten (für Drehplatte)****

819

39,80 €

Stützfuß, vorne (für Drehplatte) (empfohlen bei Verwendung „Seatfix-Adapter“, entfällt bei vorhandener Fußstütze)

817

117,00 €

Sitzkeil, unten*** (+ 10°)

810

137,00 €

Unterarmauflage

885

196,00 €

Gurtverlängerung (+20 cm) inkl. Schrittgurt (nur für ECE-Gruppe II + III, 18 bis 36 kg einsetzbar)

824

86,60 €

Gurtschildpolster (groß)

E91035

57,30 €

Gurt-Softpolster, grau (Paar), kleine Polster als Alternative zu Standard-Gurtpolstern

815

14,10 €

Autositz-Schutz

813

26,70 €

Autositz-Schutz mit Rücken

814

39,30 €

RECARO Originalstoff, Carbon Black, zweifarbig (für Sonderbau) _____ m

E89046

48,10 €

pro lfd. Meter

RECARO Originalstoff, Carbon Black, schwarz (für Sonderbau) _____ m

E89047

48,10 €

pro lfd. Meter

ACHTUNG:

Beim Befestigen des RECARO Sport HERO Reha Sitzes mit dem fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurt (nur ECE-Gruppe I: 9 bis 18 kg) kann die Drehplatte nicht genutzt werden.

** Bei Verwendung der Fußstütze muss immer der Adapter mitbestellt werden.

*** Sitzkeil (unten) und Drehplatte sind nicht gleichzeitig einsetzbar.

**** Seatfix-Adapter und Stabilisierungsbügel (hinten) können nicht gleichzeitig genutzt werden