





Modellübersicht Gehtrainer

| für ERWACHSENE = 4 Modelle | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | Easy-Walker medium | Easy-Walker DS medium | Easy-Walker large | Easy-Walker DS large |
| |  |  |  |  |
| Sitzhöhe (ohne Belastung) | 62 - 86 cm | 63 - 87 cm | 76 - 100 cm | 83 - 107 cm |
| Sitzhöhe (volle Belastung) | 58 - 82 cm | 57 - 81 cm | 70 - 94 cm | 77 - 101 cm |
| max. Belastbarkeit | 100 kg | 130 kg | 100 kg | 130 kg |
| Druckfedern | DRUCKFEDER passend für ... | | | |
| ab 10 kg (grün) | – | – | – | – |
| ab 15 kg (silber) | – | – | – | – |
| ab 20 kg (schwarz) | – | – | – | – |
| ab 20 kg (weiß) | X | – | X | – |
| ab 45 kg (gelb) | X | X | X | X |
| ab 65 kg (blau) | X | X | X | X |
| ab 80 kg (rot) | X | X | X | X |
| ab 100 kg (silber) | – | X | – | X |
| Thoraxringe | THORAXRING passend für ... | | | |
| 70 cm (Innenumfang) | – | X | – | X |
| 90 cm (Innenumfang) | X | X | X | X |
| 105 cm (Innenumfang) | X | X | X | X |
| 120 cm (Innenumfang) | X | X | X | X |
| 130 cm (Innenumfang) | X | X | X | X |
| HMV-Nummer | 10.46.02.2008 | 10.46.02.2012 | 10.46.02.2008 | 10.46.02.2012 |
| Alle Thoraxringe sind auch in einer flachen Form erhältlich. Auswahl der Aufständer erfolgt entsprechend der Größen / Modelle. | | | | |