

Ersatzteilliste / Spare parts list

Easy-Walker DS medium

Art. 9800024110010	Easy-Walker DS medium, ab 45 kg, Thoraxring 90 cm
Art. 9800024100010	Easy-Walker DS medium, ab 65 kg, Thoraxring 105 cm
Art. 9800024120010	Easy-Walker DS medium, ab 80 kg, Thoraxring 120 cm

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations



Ersatzteilliste / Spare parts list

Easy-Walker DS medium

Art.	9800024110010	Easy-Walker DS medium, ab 45 kg, Thoraxring 90 cm
Art.	9800024100010	Easy-Walker DS medium, ab 65 kg, Thoraxring 105 cm
Art.	9800024120010	Easy-Walker DS medium, ab 80 kg, Thoraxring 120 cm

Stand / status: 2019-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Einheit	empf. VK-Stückpreis / Retail price per piece
1	9800024450010	Thoraxring abschwenkbar 70 cm	Stück	518,00 €
1a	9800024460000	Thoraxring abschwenkbar 90 cm	Stück	518,00 €
1b	9800024470010	Thoraxring abschwenkbar 105 cm	Stück	518,00 €
1c	9800024480000	Thoraxring abschwenkbar 120 cm	Stück	518,00 €
1d	9800024490000	Thoraxring abschwenkbar 130 cm	Stück	518,00 €
	9700279910000	Thoraxring Pelotte 80-105 Ø (DS) mit Aufständer DS Medium/Large	Stück	514,80 €
	9700279930000	Thoraxring Pelotte 105-135 Ø (DS)) mit Aufständer DS Medium/Large	Stück	514,80 €
2	9700310060000	Sattel mit Halter und Rumpfstütze	Satz	438,00 €
3	9700311230000	Pfropfen Ø 35 mm schwarz medium	Stück	18,10 €
4	9700310270000	Knebelschraube für Höhenverstellung	Stück	17,10 €
5	*	Hinterrad 250x50 mm auf schwarzer Kunststofffelge	Stück	*
6	*	Vorderrad 175x45 mm auf schwarzer Kunststofffelge	Stück	*
7	9700313170000	Wandabweiser Ø 100 mm	Stück	23,60 €
8	9700313210000	Aufständer für Thoraxring mit Handschraube komplett	Satz	145,00 €
9	9700311180000	Handschraube Höhenverstellung Thoraxring M8x75 mm	Stück	43,20 €
10	9700311220000	Handschraube Höhenverstellung Haltegriff M8x25 mm	Stück	9,60 €
11	9700311210000	Handschraube Höhenverstellung Sitz M8x45 mm	Stück	37,20 €
12	*	Handschraube Sitzverkipfung M8x30 mm komplett	Satz	*
13	9700311270000	Bremse komplett, rechts oder links	Satz	205,00 €
	9800016650000	Druckfeder weiß >20 kg	Satz	41,90 €
	9800016750000	Druckfeder gelb >45 kg	Satz	40,50 €
	9800016870000	Druckfeder blau >65 kg	Satz	40,50 €
	9800016760000	Druckfeder rot >80 kg	Satz	40,50 €
	*	Druckfeder silber >100 kg	Satz	*

Ersatzteilliste / Spare parts list



* auf Anfrage