








Modellübersicht Gehtrainer

für KINDER = 7 Modelle							
	Cito Mini Gr. 1	Cito Mini Gr. 2	Easy-Walker DS mini	Easy-Walker small	Easy-Walker DS small	Easy-Walker medium	Easy-Walker DS medium
							
Sitzhöhe (ohne Belastung)	31 - 49 cm	31 - 64 cm	32 - 55 cm	57 - 78 cm	54 - 70 cm	62 - 86 cm	63 - 87 cm
Sitzhöhe (volle Belastung)	27 - 45 cm	27 - 60 cm	28 - 51 cm	53 - 74 cm	50 - 66 cm	58 - 82 cm	57 - 81 cm
max. Belastbarkeit	40 kg	40 kg	80 kg	100 kg	100 kg	100 kg	130 kg
Druckfedern	DRUCKFEDER passend für ...						
ab 10 kg	X (grün)	X (grün)	X (orange)	–	–	–	–
ab 15 kg	X (silber)	X (silber)	X (lila)	–	–	–	–
ab 20 kg (schwarz)	X	X	–	–	–	–	–
ab 20 kg (weiß)	–	–	X	X	X	X	–
ab 45 kg (gelb)	–	–	–	X	X	X	X
ab 65 kg (blau)	–	–	–	X	X	X	X
ab 80 kg (rot)	–	–	–	X	–	X	X
ab 100 kg (silber)	–	–	–	–	–	–	X
Thoraxringe	THORAXRING passend für ...						
70 cm (Innenumfang)	X	X	X	X	X	–	X
90 cm (Innenumfang)	X	X	X	X	X	X	X
105 cm (Innenumfang)	–	–	X	X	X	X	X
120 cm (Innenumfang)	–	–	–	–	X	X	X
130 cm (Innenumfang)	–	–	–	–	–	X	X
HMV-Nummer	10.46.02.3013	10.46.02.3013	10.46.02.3040	10.46.02.3031	10.46.02.3040	10.46.02.2008	10.46.02.2012
Alle Thoraxringe sind auch in einer flachen Form erhältlich. Auswahl der Aufständler erfolgt entsprechend der Größen / Modelle.							