

mit Sitz-Brems-System



tGo

Freiheit und Beweglichkeit für Ihr Kind
Mehr Erfolg durch weniger Technik

tGo Gehtrainer

- Das Kind steht funktional und optisch im Mittelpunkt
- Mit Sitz-Brems-System – bremsen, wenn das Kind sitzt und rollen, wenn es auf den Beinen steht
- Dynamischer Sattel unterstützt die Bewegungsabläufe
- Unkomplizierte Nutzung auch in kleinen Räumen



Sitz-Brems-System motiviert Kinder zum Gehen



Flexible Pelotten für individuelle Einstellung, je nach Bedarf erweiterbar



Räder mit Rücklaufsperre verhindern das Zurückrollen, so geht es nur vorwärts



Ergonomisch verstellbarer Handbogen, ganz einfach und unkompliziert



Schmalere Rahmen für unkomplizierte Nutzung



Reduktion des Verletzungsrisikos durch geschlossene Radkappen



Dynamischer Sattel lässt Rotationen des Körpers zu



Bequeme Einstellung der Schleifbremse mit beiliegendem Werkzeug



Beintrennplatte verhindert das Überkreuzen der Beine beim Gehen



Zugstange



In zwei Größen erhältlich

Maße & Gewichte	Gr. 1	Gr. 2
Sitzhöhe	25 - 60 cm	25 - 80 cm
Gesamtmaß (L x B)	83 x 54 cm	92 x 65 cm
Sattellänge	20 cm	23,5 cm
Handgriffhöhe	43 - 90 cm	45 - 110 cm
Höhe Beckenstütze	40 - 75 cm	40 - 95 cm
Radgröße vorne	15 cm	15 cm
Radgröße hinten	20 cm	20 cm
Gewicht	12,4 kg	13,8 kg
max. Belastbarkeit	40 kg	45 kg

HMV-Nr. 10.46.02.3038

Produkt & Zubehör	Gr. 1	Gr. 2
tGo Gehtrainer	1887	1888
Beintrennplatte	1889	1890
Handgriffe, geteilt	1893	1893
Handgriffe, vertikal	1895	1896
Pelotten-Element	1894	1894
Rohr für Brustpelotten, 20 cm	1898	1898
Rohr für Brustpelotten, 30 cm	1899	1899
Rohr für Brustpelotten, 40 cm	1900	1900
Rücklaufsperre*	1892	1892
Sitz-Brems-System*	1891	1891
Zugstange	1897	1897

* Sitz-Brems-System und Rücklaufsperre sind nicht gleichzeitig einsetzbar

