

EASyS Modular S Bestellbogen



Wetterdach inklusive

HMV-Nr. 18.99.01.2079
Reha-Wagen
EASyS Modular S 1 / 2

HMV-Nr. 26.99.01.0020
Q Untergestell einzeln

**Reha-Wagen für Kinder
mit kurzem Rücken und
variabler Kopfstütze**

- Bestellung**
 Kostenvoranschlag

Stand: 17.02.2023

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in **(DE)**; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission:

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL EASyS Modular S	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
EASyS Modular S Sitzeinheit + A Untergestell Advantage Crash, schwenkbare Vorderräder	<input type="checkbox"/> 9800062081000	3.472,00 €	<input type="checkbox"/> 9800064081000	3.599,00 €

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **ein** Polsterset ohne Aufpreis.



Rot Polster-Set

9800062420000

-

9800064420000

-



Blau Polster-Set

9800062430000

-

9800064430000

-



Grün Polster-Set

9800062440000

-

9800064440000

-



Magenta Polster-Set

9800062410000

-

9800064410000

-



Grau Polster-Set

9800062400000

-

9800064400000

-

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **eine** Kopfstützenoption ohne Aufpreis (außer Kopfstütze, verstellbar).

Kopfstütze, Muschelform

9800062611000

-

9800062611000

-

Kopfstütze, Nackenform

9800062621000

-

9800062621000

-

Kopfstütze, verstellbar (nicht zugelassen bei einem Sitz in BTW)

9800062670000

135,00 €

9800062670000

135,00 €

Kopfstützenaufnahme, Vierkant mit Kugelgelenk (für Sonderbau)

9800062680000

-

9800062680000

-

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **ein** Wetterdach ohne Aufpreis.

Wetterdach mit Beindecke

9800066376000

-

9800066376000

-

Wetterdach

9800066376100

-

9800066376100

-


Grundausrüstung:

EASyS Modular S Sitzeinheit: physiologische Drehpunkte in Hüft- und Kniegelenk; Kopfstützenoption (frei wählbar) inkl. Aufnahme; atmungsaktives Sitz- und Rückenpolster sowie Seitenpolster; Zusatzpolster für mehr Sitzkomfort; flammenhemmender Bezugsstoff; Körperseitenführung; winkelverstellbare, klappbare und höhenverstellbare Fußstützeinheit; Halterung für Wetterdach; Wetterdach (mit oder ohne Beindecke); stufenlose Einstellung von Rückenhöhe, Hüftwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, leicht zugängliche Einstellung mittels Sternschrauben

Maße Gr. 1: Sitztiefe: 19 - 30 cm / Sitzbreite: 19 - 26 cm / Rückenhöhe: 28 - 42 cm

Maße Gr. 2: Sitztiefe: 27 - 38 cm / Sitzbreite: 27 - 35 cm / Rückenhöhe: 34 - 53 cm

A Untergestell Advantage: leichtes und stabiles Alu-Fahrgestell, faltbar; Verstellung der Sitzwinkelneigung sowie Sitzmontage und -demontage über zentralen Hebel; im Hinterrahmen integrierte Federung; höhenverstellbarer Schiebegriff mit biokompatiblen Handgriff; Fuß-Feststellbremse; pannensichere EVA-Bereifung; starre bzw. schwenkbare Vorderräder inkl. Lenkstop; abnehmbarer Korb; Faltsicherung

 Fortsetzung Zubehör s. Seite 2

Kunden-Nr.: **Stand: 17.02.2023**alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in **DE**; bis auf WiderrufFirma: Ansprechpartner:

Zimmeruntergestell	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Q Untergestell, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066666000	2.252,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066666000	2.252,00 €
Adapter für Q Untergestell	<input type="checkbox"/> 9800062951000	156,00 €	<input type="checkbox"/> 9800062951000	156,00 €
<i>(erforderlich zur Verwendung mit EASyS Modular S Sitzeinheit)</i>				

ZUBEHÖR EASyS Modular S Sitzeinheit Gr. 1 + 2	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
FÜSSE				
Fußriemen, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066482000	43,50 €	<input type="checkbox"/> 9800066482000	43,50 €
Wadenband, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066355000	46,50 €		Grundausstattung
SITZ				
Abduktionsblock, grau (nicht zusammen mit Schrittgurt einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800066206000	186,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067206000	208,00 €
Handbogen, grau	<input type="checkbox"/> 9800066215000	126,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067215000	126,00 €
Handbogen stark abgewinkelt, grau	<input type="checkbox"/> 9800066215100	126,00 €		-
Therapietisch, transparent	<input type="checkbox"/> 9800066281010	502,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067281010	519,00 €
Thoraxpelotten flexibel mit Brustgurt, grau	<input type="checkbox"/> 9800066332000	459,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066332000	459,00 €
Thoraxpelotten starr, grau	<input type="checkbox"/> 9800066346000	373,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067346000	373,00 €
Seitenschutzpolster, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066226000	85,50 €	<input type="checkbox"/> 9800066226000	85,50 €
Fußstützenrohr-Polster, grau	<input type="checkbox"/> 9800062300000	37,70 €	<input type="checkbox"/> 9800062300000	37,70 €

BEGURTUNG	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
2-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 9800084201000	104,00 €	<input type="checkbox"/> 9800084701000	106,00 €
4-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 9800084211000	143,00 €	<input type="checkbox"/> 9800084711000	150,00 €
Schrittgurt (nur zusammen mit Becken- oder H-Gurt einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800063411000	32,40 €	<input type="checkbox"/> 9800063411000	32,40 €
Sitzhose, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066146000	191,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067146000	191,00 €
Schmetterlingsgurt, schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 9800066166000	201,00 €		-
Schmetterlingsgurt, schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 9800066176000	201,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066176000	201,00 €
Schmetterlingsgurt, schwarz (L)		-	<input type="checkbox"/> 9800067176000	201,00 €
Schmetterlingsgurt flexibel (S)	<input type="checkbox"/> 9800063853000	247,00 €		-
Schmetterlingsgurt flexibel (M)	<input type="checkbox"/> 9800065853000	247,00 €	<input type="checkbox"/> 9800065853000	247,00 €
Sitzweste, schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 9800066315100	209,00 €		-
Sitzweste, schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 9800066325100	209,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066325100	209,00 €
Sitzweste, schwarz (L)		-	<input type="checkbox"/> 9800067315100	209,00 €
H-Gurt gepolstert	<input type="checkbox"/> 9800066297000	140,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066297000	140,00 €

WETTERSCHUTZ	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Kälteschutz Webpelz, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066185000	529,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067185000	529,00 €
Regenschutz transparent (nur zusammen mit Wetterdach einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800067390000	109,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067390000	109,00 €
Klarsichtverdeck	<input type="checkbox"/> 9800066381000	258,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066381000	258,00 €
Wetterdach mit Beindecke (Grundausstattung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 9800066376000	399,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066376000	399,00 €
Wetterdach (Grundausstattung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 9800066376100	356,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066376100	356,00 €
Sonnenschirm mit UV-Schutz	<input type="checkbox"/> 9800065942000	49,00 €	<input type="checkbox"/> 9800065942000	49,00 €

Zubehör für A Untergestell Advantage	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Ablageplatte	<input type="checkbox"/> 9800062941000	237,00 €	<input type="checkbox"/> 9800064941000	247,00 €
Luftbereifung (Nachrüstsatz)	<input type="checkbox"/> 9800066471100	298,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066471100	298,00 €
Ankipphebel	<input type="checkbox"/> 9800067502000	56,10 €	<input type="checkbox"/> 9800067502000	56,10 €
Sauerstoffhalter	<input type="checkbox"/> 9800062970000	85,00 €	<input type="checkbox"/> 9800062970000	85,00 €

Zubehör für Q Untergestell	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Schiebegriff Q Untergestell, schwarz <i>(nur zusammen mit Q Untergestell einsetzbar)</i>	<input type="checkbox"/> 9800066601000	402,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066601000	402,00 €