

Das flexible Untergestell für Drinnen mit praktischem Schiebegriff




Thomashilfen

Untergestell Q mit Schiebegriff

- Für Thomashilfen-Sitzeinheiten geeignet
- Mit bequemer und leichtgängiger Höhenverstellung
- Bestens geeignet für den Einsatz im Kindergarten, in der Schule oder zu Hause



Funktionen



Großzügige Höhenverstellung von 21 bis 60 cm (Höhe des Sitzadapters)



Sitzkantelung bequem stufenlos winkelverstellbar von -7° bis +31°



Schiebegriff individuell an Betreuer anpassbar




Bremsbare Hinterräder

Einsatzbeispiele



Mit **ThevoSeat**, dem Bewegungssitz mit MiS Micro-Stimulation® und Zubehör Armlehnen



Mit **EASyS**, dem Sicherheits-sitz mit BSS® (Balance Safety System)

Maße & Gewichte	Q Untergestell
Sitzneigung	-7° bis +31°
Sitzhöhe mit Sitzeinheit	29 - 69 cm
Gesamtmaß (B x H x L)	54 x 59 x 73 cm
Faltmaß (B x H x L)	54 x 24 x 73 cm
Adapterhöhe	21 - 60 cm
Höhe Schiebegriff (Zubehör)	93,5 cm
Radgröße Schwenkräder	100 mm
Gewicht (ohne Sitzeinheit)	13,5 kg
Belastbarkeit	50 kg

Produkt	Art.-Nr.
Q Untergestell	6666/5
Schiebegriff	6660
HMV-Nr. 26.99.01.0020 (nur Q Untergestell)	

