

ThevoTwist Bestellbogen



HMV-Nr. 26.11.04.0010
 ThevoTwist Sitzeinheit einzeln
HMV-Nr. 18.99.01.2073
 ThevoTwist 1 mit A Untergestell
HMV-Nr. 18.99.01.2073
 ThevoTwist 2 mit A Untergestell
HMV-Nr. 26.99.01.0020
 Q Untergestell einzeln
**Reha-Wagen
 mit Bewegungssitz für Kinder**

Bestellung
 Kostenvoranschlag

Stand: 05.02.2019

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Ansprechpartner:

Datum:

Versandadresse

Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Kommission:

Kostenträger:

GRUNDMODELL ThevoTwist Sitzeinheit (ThevoSeat)	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
--	----------------	---------------	----------------	---------------



ThevoTwist Sitzeinheit (ThevoSeat)
(ohne Untergestell)



6688

1.553,00 €

6788

1.684,00 €

Wählen Sie pro Sitzeinheit eine Polsterfarbe und **ein** Sitzpolster

Konfiguration GRUNDMODELL	POLSTERFARBE	<input type="checkbox"/> feuerrot Gr. 1	<input type="checkbox"/> feuerrot Gr. 2
			<input type="checkbox"/> signalblau Gr. 1
		<input type="checkbox"/> 6688/3	<input type="checkbox"/> 6788/3
	SITZPOLSTER	<input type="checkbox"/> 6688/4	<input type="checkbox"/> 6788/4
	Sitzpolster Standard rot	<input type="checkbox"/> 6688/31	<input type="checkbox"/> 6788/31
	Sitzpolster Standard blau	<input type="checkbox"/> 6688/41	<input type="checkbox"/> 6788/41
	Sitzpolster Individuell rot		
	Sitzpolster Individuell blau		
	Grundausrüstung:		
	ThevoTwist Sitzeinheit: BSS (Balance Safety System) - Sicherheitssitz; bewegliche Federelemente und Flügelfedern; physiologische Drehpunkte in Hüft- und Kniegelenk; Hüftwinkelverstellung per Gasdruckfeder; atmungsaktives Sitz- und Rückenpolster mit Sicherheitsreflektoren; flammenhemmender Bezugsstoff; Körperseitenführung; höhen- und winkelverstellbare, abklappbare Fußstützeinheit; EASyS Klick-System für einfache Sitzmontage und -demontage		
	Maße Gr. 1: Sitztiefe: 19 - 30 cm / Sitzbreite: 19 - 31 cm / Rückenhöhe: 47 - 68 cm		
	Maße Gr. 2: Sitztiefe: 27 - 38 cm / Sitzbreite: 25 - 36 cm / Rückenhöhe: 64 - 78 cm		

A Untergestell	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

A Untergestell, schwenkbare Vorderräder

6201/2

1.295,00 €

6401/2

1.327,00 €

A Untergestell, starre Vorderräder

6200/2

1.295,00 €

6400/2

1.327,00 €

Grundausrüstung:

A Untergestell: leichtes und stabiles Alu-Fahrgestell, faltbar; Verstellhebel Sitzkantelung am Schiebegriff; feststellbare Sitzfederung; stufenlos verstellbare Sitzwinkelneigung; höhenverstellbarer Schiebegriff mit biokompatiblen Handgriff; Fuß-Feststellbremse; pannensichere EVA-Bereifung; starre bzw. schwenkbare Vorderräder inkl. Lenkstopp; abnehmbarer Korb

Zimmeruntergestell	Art.-Nr. Gr. 1 + 2	Preis €
--------------------	--------------------	---------

Q Untergestell

6666/5

1.673,00 €

Zimmeruntergestell

6691/5

805,00 €

ZUBEHÖR für Q Untergestell	Art.-Nr. Gr. 1 + 2	Preis €
----------------------------	--------------------	---------

Schiebegriff Q Untergestell (nur zusammen mit Q Untergestell einsetzbar)

6660

299,00 €

 Fortsetzung Zubehör s. Seite 2

ThevoTwist Bestellbogen (Zubehör)

Stand: 05.02.2019

 alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig bis auf Widerruf

 Firma:

 Ansprechpartner:

ZUBEHÖR ThevoTwist Gr. 1 + 2	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis Gr. € 2
FUSSSTÜTZE				
Fußriemen schwarz	<input type="checkbox"/> 6648/2	32,30 €	<input type="checkbox"/> 6648/2	32,30 €
SITZ				
Abduktionsblock grau	<input type="checkbox"/> 6620/6	137,00 €	<input type="checkbox"/> 6720/6	153,00 €
Sitzpolster, individuell rot	<input type="checkbox"/> 6376/1	317,00 €	<input type="checkbox"/> 6576/1	317,00 €
Sitzpolster, individuell blau	<input type="checkbox"/> 6376/2	317,00 €	<input type="checkbox"/> 6576/2	317,00 €
Seitenführung, hoch	<input type="checkbox"/> 6386	94,00 €	<input type="checkbox"/> 6586	101,00 €
Seitenschutzpolster schwarz	<input type="checkbox"/> 6622/6	63,60 €	<input type="checkbox"/> 6622/6	63,60 €
Handbogen, stark abgewinkelt, grau	<input type="checkbox"/> 6621/51	92,60 €	-	-
Handbogen grau	<input type="checkbox"/> 6621/5	92,60 €	<input type="checkbox"/> 6572	90,60 €
Therapietisch transparent	<input type="checkbox"/> 6628/1	373,00 €	<input type="checkbox"/> 6728/1	386,00 €
Thoraxpelotten flächig	<input type="checkbox"/> 6377/1	324,00 €	<input type="checkbox"/> 6577/1	338,00 €
Thoraxpelotten flexibel mit Brustgurt	<input type="checkbox"/> 6596	326,00 €	<input type="checkbox"/> 6596	326,00 €
Impulsgeber	<input type="checkbox"/> 6383	317,00 €	<input type="checkbox"/> 6583	332,00 €
anformbare Alu-Leisten	<input type="checkbox"/> 6384	26,50 €	<input type="checkbox"/> 6584	37,00 €
Polster für Impulsgeber (muss bei anformbaren Alu-Leisten mitbestellt werden)	<input type="checkbox"/> 500512042	31,70 €	<input type="checkbox"/> 500512043	39,10 €
BEGURTUNG				
2-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 8420/1	78,10 €	<input type="checkbox"/> 8470/1	79,30 €
4-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 8421/1	105,00 €	<input type="checkbox"/> 8471/1	111,00 €
Sitzhose schwarz	<input type="checkbox"/> 6614/6	141,00 €	<input type="checkbox"/> 6714/6	141,00 €
Sitzweste schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 6631/51	154,00 €	-	-
Sitzweste schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 6632/51	154,00 €	<input type="checkbox"/> 6632/51	154,00 €
Sitzweste schwarz (L)	-	-	<input type="checkbox"/> 6731/51	149,00 €
Schmetterlingsgurt schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 6616/6	148,00 €	-	-
Schmetterlingsgurt schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 6617/6	148,00 €	<input type="checkbox"/> 6617/6	148,00 €
Schmetterlingsgurt schwarz (L)	-	-	<input type="checkbox"/> 6717/6	143,00 €
Schmetterlingsgurt flexibel (S)	<input type="checkbox"/> 6385/3	185,00 €	-	-
Schmetterlingsgurt flexibel (M)	<input type="checkbox"/> 6585/3	185,00 €	<input type="checkbox"/> 6585/3	185,00 €
Hosenträgergurt, gepolstert	<input type="checkbox"/> 6629/5	102,00 €	<input type="checkbox"/> 6629/5	102,00 €
Gurtbügel (muss bei Schmetterlingsgurt + Hosenträgergurt mitbestellt werden)	<input type="checkbox"/> 6371/2	122,00 €	<input type="checkbox"/> 6571/2	122,00 €
KOPFSTÜTZE				
Kopfstütze, Standard rot	<input type="checkbox"/> 6387/1	232,00 €	<input type="checkbox"/> 6587/1	232,00 €
Kopfstütze, Standard blau	<input type="checkbox"/> 6387	232,00 €	<input type="checkbox"/> 6587	232,00 €
Kopfstütze, Nackenführung rot	<input type="checkbox"/> 6598/1	451,00 €	<input type="checkbox"/> 6598/1	451,00 €
Kopfstütze, Nackenführung blau	<input type="checkbox"/> 6598	451,00 €	<input type="checkbox"/> 6598	451,00 €
Kopfstütze, Muschel rot	<input type="checkbox"/> 6599/1	451,00 €	<input type="checkbox"/> 6599/1	451,00 €
Kopfstütze, Muschel blau	<input type="checkbox"/> 6599	451,00 €	<input type="checkbox"/> 6599	451,00 €
Kopfstützen-Höhenreduzierungs-Set	<input type="checkbox"/> 6569	25,70 €	<input type="checkbox"/> 6569	25,70 €
WETERSCHUTZ				
Kälteschutz wattiert grau	<input type="checkbox"/> 6373	332,00 €	<input type="checkbox"/> 6573	332,00 €
Kälteschutz Webpelz grau	<input type="checkbox"/> 6374	381,00 €	<input type="checkbox"/> 6574	381,00 €
Regenschutz transparent (nur zusammen mit Wetterdach einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 6739	80,00 €	<input type="checkbox"/> 6739	80,00 €
Klarsichtverdeck grau	<input type="checkbox"/> 6638/1	192,00 €	<input type="checkbox"/> 6638/1	192,00 €
Wetterdach mit Beindecke, schwarz (geeignet bis max. 71 cm Scheitelhöhe)	<input type="checkbox"/> 6637/6	296,00 €	<input type="checkbox"/> 6637/6	296,00 €
Wetterdach, schwarz (geeignet bis max. 71 cm Scheitelhöhe)	<input type="checkbox"/> 6637/61	265,00 €	<input type="checkbox"/> 6637/61	265,00 €
Sonnenschirm	<input type="checkbox"/> 6594	75,20 €	<input type="checkbox"/> 6594	75,20 €
ZUBEHÖR für A Untergestell Gr. 1 + 2				
Ankipphebel anthrazit	<input type="checkbox"/> 6750/1	43,50 €	<input type="checkbox"/> 6750/1	43,50 €