

tRide Bestellbogen



Wetterdach inklusive

HMV-Nr. 18.99.01.2083

Reha-Wagen für Kinder

- Bestellung
 Kostenvoranschlag

Stand: 05.02.2019

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission: _____

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL tRide	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
-------------------	----------------	---------------	----------------	---------------



tRide Reha-Wagen,

 6220

2.174,00 €

 6420

2.343,00 €

inkl. Design-Paket pink-grau



tRide Reha-Wagen,

 6221

2.174,00 €

 6421

2.274,00 €

inkl. Design-Paket grau-schwarz



tRide Reha-Wagen,

 6222


2.174,00 €

 6422

2.343,00 €

inkl. Design-Paket grün-grau

DESIGN-PAKETE



Farb-Design:

Kopfstützenbezug; Keder an Korb; Rückenpolster; Sitzpolster; Sitzseitenpolster; Seitenblechpolster; Polster der Fußstützenrohre

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **ein** Wetterdach ohne Aufpreis.Wetterdach mit Beindecke, schwarz (max. 71 cm Scheitelhöhe) 6637/6

-

 6637/6

-

Wetterdach mit Beindecke, grau (max. 71 cm Scheitelhöhe) 6378/1

-

 6378/1

-

Wetterdach, schwarz (max. 71 cm Scheitelhöhe) 6637/61

-

 6637/61

-

Wetterdach, grau (max. 71 cm Scheitelhöhe) 6378/11

-

 6378/11


-

Grundausrüstung:

tRide Sitzeinheit: physiologische Drehpunkte in Hüft- und Kniegelenk; Kopfstütze (Nackenführung) inkl. Aufnahme; höhen-, breiten- und tiefenverstellbare seitliche Auflageflächen für die Arme; atmungsaktives Sitz- und Rückenpolster; Design frei wählbar; flammenhemmender Bezugsstoff; winkelverstellbare, klappbare und höhenverstellbare Fußstützeneinheit; Halterungen für Wetterdach; Wetterdach (mit oder ohne Beindecke); stufenlose Einstellung von Rückenhöhe, Hüftwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, leicht zugängliche Einstellung mittels Sternschrauben

Maße Gr. 1: Sitztiefe: 17 - 28 cm / Sitzbreite: 20 - 30 cm / Rückenhöhe: 26 - 42 cm (ohne Kopfstütze)**Maße Gr. 2:** Sitztiefe: 24 - 35 cm / Sitzbreite: 26 - 35 cm / Rückenhöhe: 32 - 52 cm (ohne Kopfstütze)**Hinweis:** Es sind weitere Kopfstützen aus dem Reha-Wagen Zubehör-Sortiment erhältlich. Sprechen Sie uns an.

tRide Untergestell: leichtes und stabiles Alu-Fahrgestell, faltbar; Verstellhebel Sitzkantelung; verstellbare Sitzwinkelneigung; höhenverstellbarer Schiebegriff; Fuß-Feststellbremse; pannensichere EVA-Bereifung; schwenkbare Vorderräder inkl. Lenkstop; abnehmbarer Korb

 Fortsetzung Zubehör s. Seite 2

tRide Bestellbogen (Zubehör)

Kunden-Nr.: _____

Stand: 05.02.2019

 alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig bis auf Widerruf

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

ZUBEHÖR tRide	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
FÜSSE				
Fußriemen, schwarz	<input type="checkbox"/> 6648/1	32,30 €	<input type="checkbox"/> 6648/1	32,30 €
Wadenband, schwarz	<input type="checkbox"/> 6635/5	34,50 €		Grundausstattung
SITZ				
Abduktionsblock, grau	<input type="checkbox"/> 6620/6	137,00 €	<input type="checkbox"/> 6720/6	153,00 €
Handbogen, stark abgewinkelt, grau	<input type="checkbox"/> 6372/1	90,60 €	-	
Handbogen grau	-		<input type="checkbox"/> 6572	90,60 €
Therapietisch, transparent	<input type="checkbox"/> 6628/1	373,00 €	<input type="checkbox"/> 6728/1	386,00 €
Thoraxpelotten, flexibel mit Brustgurt	<input type="checkbox"/> 6633/2	341,00 €	<input type="checkbox"/> 6633/2	341,00 €
Thoraxpelotten, starr, grau	<input type="checkbox"/> 6634/6	276,00 €	<input type="checkbox"/> 6734/6	276,00 €
Seitenschutzpolster, schwarz	<input type="checkbox"/> 6622/6	63,60 €	<input type="checkbox"/> 6622/6	63,60 €
BEGURTUNG				
2-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 8420/1	78,10 €	<input type="checkbox"/> 8470/1	79,30 €
4-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 8421	105,00 €	<input type="checkbox"/> 8471	111,00 €
Schrittgurt (nur zusammen mit Becken- oder Hosenträgergurt einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 6341	24,00 €	<input type="checkbox"/> 6341	24,00 €
Sitzhose schwarz	<input type="checkbox"/> 6614/6	141,00 €	<input type="checkbox"/> 6714/6	141,00 €
Schmetterlingsgurt, schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 6616/6	148,00 €	-	
Schmetterlingsgurt, schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 6617/6	148,00 €	<input type="checkbox"/> 6617/6	148,00 €
Schmetterlingsgurt, schwarz (L)	-		<input type="checkbox"/> 6717/6	143,00 €
Schmetterlingsgurt, flexibel (S)	<input type="checkbox"/> 6385/3	185,00 €	-	
Schmetterlingsgurt, flexibel (M)	<input type="checkbox"/> 6585/3	185,00 €	<input type="checkbox"/> 6585/3	185,00 €
Sitzweste, schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 6631/51	154,00 €	-	
Sitzweste, schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 6632/51	154,00 €	<input type="checkbox"/> 6632/51	154,00 €
Sitzweste, schwarz (L)	-		<input type="checkbox"/> 6731/51	149,00 €
Hosenträgergurt, gepolstert	<input type="checkbox"/> 6629/7	102,00 €	<input type="checkbox"/> 6629/7	102,00 €
WETTERSCHUTZ				
Kälteschutz, wattiert, schwarz	<input type="checkbox"/> 6619/5	338,00 €	<input type="checkbox"/> 6719/5	338,00 €
Kälteschutz wattiert, grau	<input type="checkbox"/> 6373	332,00 €	<input type="checkbox"/> 6573	332,00 €
Kälteschutz, Webpelz, schwarz	<input type="checkbox"/> 6618/5	393,00 €	<input type="checkbox"/> 6718/5	393,00 €
Kälteschutz Webpelz, grau	<input type="checkbox"/> 6374	381,00 €	<input type="checkbox"/> 6574	381,00 €
Regenschutz, transparent (nur zusammen mit Wetterdach einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 6739	80,00 €	<input type="checkbox"/> 6739	80,00 €
Klarsichtverdeck (geeignet bis max. 71 cm Scheitelhöhe)	<input type="checkbox"/> 6638/1	192,00 €	<input type="checkbox"/> 6638/1	192,00 €
Wetterdach mit Beindecke, schwarz (geeignet bis max. 71 cm Scheitelhöhe) (Grundausstattung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 6637/6	296,00 €	<input type="checkbox"/> 6637/6	296,00 €
Wetterdach, schwarz (geeignet bis max. 71 cm Scheitelhöhe) (Grundausstattung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 6637/61	265,00 €	<input type="checkbox"/> 6637/61	265,00 €
Sonnenschirm	<input type="checkbox"/> 6594	75,20 €	<input type="checkbox"/> 6594	75,20 €
STOFF				
Meterware AGW schwarz (Breite: 150 cm) _____ m	<input type="checkbox"/> 6658/4	52,20 €	<input type="checkbox"/> 6658/4	52,20 €

ZUBEHÖR für Untergestell tRide	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Ablageplatte	<input type="checkbox"/> 6294	177,00 €	<input type="checkbox"/> 6494	182,00 €
Ankipphebel, anthrazit	<input type="checkbox"/> 6750/1	43,50 €	<input type="checkbox"/> 6750/1	43,50 €