

Empfohlen für das  
sichere Gehtraining

# trio

■ gehwagen ■ ■



INSTITUTIONS-  
Empfehlung

  
Thomashilfen

## Der Gehwagen mit Sicherheits-Plus +

- + pannensichere „Flexel“-Bereifung
- + hohe Stabilität und Kippsicherheit
- + erfolgreich getestet nach DIN EN ISO 11199-3

### Weitere Pluspunkte:

- individuelle Höheneinstellung
- bequeme Armauflagen in Breite anpassbar (optional)
- ohne Werkzeug anpassbar
- optimal für Anbau von Sonderanfertigungen (z.B. Pelotten)
- höhenverstellbare und schwenkbare Achselstützen (Zubehör)
- feststellbare Handbremsen
- Einhandbremse möglich (Zubehör)
- verstellbare Haltegriffe
- kleiner Wendekreis
- Gehtraining für den Innenbereich



Höhenverstellbare und schwenkbare Achselstützen (Zubehör).



Bequeme Armauflage, höhen- und breitenverstellbar (trio B)



Einhandbremse Nachrüstsatz (Zubehör)

Produkt	Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe (Armauflage)	Rad-Ø	Belastbarkeit	HMV-Nr.
Gehwagen trio Standard	9800020501100	90 cm	71 cm	90 - 130 cm	200 x 50 mm	150 kg	10.46.02.1014
Gehwagen trio B (+ Breitenverstellung)	9800020451100	90 cm	71 - 77 cm	90 - 130 cm	200 x 50 mm	150 kg	10.46.02.1015