

**VELA Meywalk 4 large** (ehem. Easy-Walker DS large) Bestellbogen


HMV-Nr. 10.46.02.2012

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

**Gehtrainer  
mit dynamischem Sitz  
für Jugendliche  
und Erwachsene**

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Versandadresse**

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

- 
- Bestellung**
- 
- 
- Kostenvoranschlag**

**Stand: 04.01.2024**
 alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;  
 gültig in **(DE)**; bis auf Widerruf
**Kommission:** \_\_\_\_\_

Kostenträger: \_\_\_\_\_

**VELA Meywalk 4 large** (ehem. Easy-Walker DS large)
**Preis €**

Das Medizinprodukt besteht aus den folgenden Komponenten, der Gesamtpreis beträgt

**4.700,20 €**
**GRUNDMODELL – VELA Meywalk 4 large** (ehem. Easy-Walker DS large)
**Art.-Nr.****Preis €**
 **VELA Meywalk 4, large, schwarz**
*Bitte beachten Sie, dass zum vollständigen Medizinprodukt folgende  
Komponenten gewählt werden müssen: Grundmodell, Thoraxring, Druckfeder*
**9800024601000****4.111,00 €**
**THORAXRING** (bitte IMMER eine Option wählen) – oben gewähltes Grundmodell, ausgestattet mit:

- 
- Thoraxring Umfang 70 cm, abschwenkbar
- 
- 
- Thoraxring Umfang 90 cm, abschwenkbar
- 
- 
- Thoraxring Umfang 105 cm, abschwenkbar
- 
- 
- Thoraxring Umfang 120 cm, abschwenkbar
- 
- 
- Thoraxring Umfang 130 cm, abschwenkbar

**9700312990010****534,00 €****9700313000000****534,00 €****9700313010010****534,00 €****9700313020000****534,00 €****9700313030000****534,00 €**
 **Aufständer für Thoraxring abschwenkbar (medium/large)**

–

im Grundmodell enthalten

- 
- Thoraxring Pelotte Umfang 80-105 cm mit Aufständer (medium/large)
- 
- 
- Thoraxring Pelotte Umfang 105-135 cm mit Aufständer (medium/large)

**9700279740000****534,00 €****9700279760000****534,00 €**
**DRUCKFEDER** (bitte IMMER eine Option wählen) – oben gewähltes Grundmodell, ausgestattet mit:

- 
- Druckfeder weiss, ab 20 kg (medium/large)
- 
- 
- Druckfeder gelb, ab 45 kg (medium/large)
- 
- 
- Druckfeder blau, ab 65 kg (medium/large)
- 
- 
- Druckfeder rot, ab 80 kg (medium/large)
- 
- 
- Druckfeder silber, ab 100 kg (medium/large)

**9700310410000****55,20 €****9700310420000****55,20 €****9700310440000****55,20 €****9700310430000****55,20 €****9700310450000****55,20 €****Grundausrüstung:**

höhenverstellbares Fahrgestell; dynamischer schmaler Sitz; absenkbarer, gefederter Sitz; Hebearm zum Absenken des Sitzes; abklappbare Gesäßpelotte; abschwenkbarer Thoraxring oder Pelotten-Thoraxring, in verschiedenen Größen erhältlich; Druckfedern für verschiedene Körpergewichte; komfortabler Bremshebel; Rücklaufperre; Schleifbremse; Wandabweiser; Vollgummibereifung




Fortsetzung Zubehör und Anpassung s. Seite 2

# VELA Meywalk 4 large (ehem. Easy-Walker DS large) Bestellbogen

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

**Stand: 04.01.2024**

Firma: \_\_\_\_\_

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;  
gültig in ; bis auf Widerruf

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

ZUBEHÖR – VELA Meywalk 4 large (ehem. Easy-Walker DS large)	Art.-Nr.	Preis €
<input type="checkbox"/> Rücklaufsperr	–	im Grundmodell enthalten
<input type="checkbox"/> Schleifbremse	–	im Grundmodell enthalten
<input type="checkbox"/> Kippschutz, Paar, für Gr. large	9800024290010	320,00 €
<input type="checkbox"/> Lenkstopp	9800024340010	244,00 €
<input type="checkbox"/> Hüftstützen	9800024430010	853,00 €
<input type="checkbox"/> Bauchkissen	9800024400000	222,00 €
<input type="checkbox"/> Bauchkissen, groß, formbar	9800024530000	222,00 €
<input type="checkbox"/> Beintrennplatte	9800024370000	1.121,00 €
<input type="checkbox"/> Beinschienen, Paar, für Gr. large	9800024410010	1.173,00 €
<input type="checkbox"/> Höhenreduzierungs-Set, für Gr. large	9800024440010	149,00 €
<input type="checkbox"/> Gurt, breit	9800024280000	302,00 €
<input type="checkbox"/> Pelotte für Thoraxring (Erweiterung)	9700279810000	90,20 €
<input type="checkbox"/> Therapietisch (medium/large)	9700315160000	513,00 €
<input type="checkbox"/> Korb, klein	9700315180000	309,00 €
<input type="checkbox"/> Korb, groß	9700315190000	309,00 €

## Anpassung

- Patientengewicht (ca.): \_\_\_\_\_ kg
- Patientengröße (ca.): \_\_\_\_\_ cm
- ① Sitzhöhe (ca.): \_\_\_\_\_ cm
- ② Thoraxhöhe (ca.): \_\_\_\_\_ cm
- ③ Thoraxumfang (ca.): \_\_\_\_\_ cm

