

Miniwalk®		Ersatzteilpreisliste 2018
Bestell-Nrn.		
Positions-Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung
1.1	106040	Gestell, rot oder türkis
1.2	42258	Muttersicherung Starlock 8 mm
1.3	106050	Scharnierbügel mit Anschlag
1.4	106025	Scharnierbügel
2:	106041	Kippbügel, rot oder türkis
3.1	106042	Unterer Aufständer, rot oder türkis
3.2	49821	Balg, SATZ
3.3	41907	Möbelkopf M6
3.4	11111000	Gewindestück M6x20 mm
3.5	104040	Scharnierbuchse innen
3.6	49933	Feststellhebel M8, Schraube 20 mm
3.7	106053	Spannstück
4.1	106043	Sitzbügel, rot oder türkis
4.2	49933	Feststellhebel M8, Schraube 20 mm
4.3	106053	Spannstück
5:	106929	Handbügel mont. m. Moosgummiüberzug
5.1	106029	Handbügel ohne Moosgummiüberzug
5.2	106600	Moosgummiüberzug für Handbügel (Ø19x680 mm)
5.3	49619	Kunststoffkappe 19 mm, schwarz
6:	104220	Körperring Ø90 standard
6:	104221	Körperring Ø90 FLACH
6:	106100	Körperring Ø70 stand.
6:	106101	Körperring Ø70 FLACH
6.1	104184	Körperring Ø90 standard, ohne Moosgummiüberzug
6.1	104205	Körperring Ø90 FLACH, ohne Moosgummiüberzug
6.1	106024	Körperring Ø70 standard, ohne Moosgummiüberzug
6.1	106068	Körperring Ø70 FLACH, ohne Moosgummiüberzug
6.2	011400	Pfropfen Ø25,4 mm (bitte Farbe angeben)
6.3	104909	Moosgummiüberzug für Körperring Ø90
6.3	106907	Moosgummiüberzug für Körperring Ø70
6.4	42715	Nylonbuchse Ø15/Ø6,3x5 mm (Distanzstück)
6.5	42106	Unterlegscheibe M6 Ø12/Ø6,4x1,60 mm
6.6	40423	Inbussschraube CH M6x25 mm
7.1	106012-1	Aufständer für Ø70 Miniwalk Gr. 1, komplett, rot oder türkis, SATZ
7.1	106014-1	Aufständer für Ø70 Miniwalk Gr. 2, komplett, rot oder türkis, SATZ
7.1	106052-1	Aufständer für Ø90 Miniwalk Gr. 2, komplett, rot oder türkis, SATZ
7.1	106058-1	Aufständer für Ø90 Miniwalk Gr. 1, komplett, rot oder türkis, SATZ
7.2	49961	Stabfeder
8	104098	Außenkonus, komplett, Ersatzteil, SATZ

8.1	40435	Inbussschraube CH M8x40 mm
8.2	41308	Spannmutter M8
8.3	104057	Verschluss für Griffbügel
8.4	51167/51168	Außenkonus, schwarzverzinkt, SATZ
8.5	40434	Inbussschraube CH M8x35 mm
9:	106055	Rumpfstütze, komplett
9.1	100001	Kunststoffkappe, Schwarz, für 6 mm Inbussschlüssel
9.2	100001A	Kunststoffkappe, Schwarz, für 5 mm Inbussschlüssel
9.3	49005	Inbussschlüssel, 5 mm
9.4	49006	Inbussschlüssel, 6 mm
9.5	106901	Moosgummiüberzug für Rumpfstütze (Ø19x270 mm)
9.6	106637	Rumpfstützenbügel, geschweißt
9.7	106091	Inbussschraube CH M8x130 mm
9.8	41907	Möbelkopf M6
9.9	40931	Gewindestück M6x25 mm
9.10	106638	Befestigung & Expander für Rumpfstütze, SATZ
10:	106065	Sattel inkl. Halter & Montage
10.1	40432	Inbussschraube CH M8x20 mm
10.2	106044	Sattelhalter
10.3	104602	Inbussschraube CH M6x12 mm
10.5	42214	1/4" Stellscheibe
10.6	106056	Sattel mit Schrauben, Scheiben und Muttern
11.1	112250	Hinterrad 250x50 mm, schwarz Kunststofffelge, unplattbar
11.2	41312	Spannmutter M12
11.3	42112	Unterlegscheibe M12 Ø24/Ø13x2,50 mm
11.4	40168	Bolzen M12x80 mm
11.5	49518	Mittelkappe
12:	106170	Druckfeder, Grün, ab 10 kg, SATZ
12:	106171	Druckfeder, Silbergrau, ab 15 kg, SATZ
12:	106172	Druckfeder, Schwarz, ab 20 kg, SATZ
13.1	106048	Distanzstück
13.2	41308	Spannmutter M8
13.3	42108	Unterlegscheibe M8 Ø16/Ø8,4x1,60 mm
13.4 L	106949	Bremse, komplett, links
13.4 R	106950	Bremse, komplett, rechts
13.4.1	49914	Bremsgriff
13.4.2	49926	Bremsklotz
13.5	106046	Bremsgehäuse
13.6	49941	Bremsfeder
13.7	55-0050	Distanzstück, Stahl
14.1	49612	Mutternkappe M12, Schwarz
14.2	41312	Spannmutter M12
14.3	49921	Pufferrolle Ø100 mm, schwarz
14.4	104041	Distanzrohr (Pufferrollerohr)

14.5	112151	Vorderrad, komplett
14.5.1	49530	Gabel für Rad 150x32 mm, schwarz, Kunststoff
14.5.2	40447	Inbusschraube CH M8x55 mm
14.5.3	41308	Spannmutter M8
14.5.4	40168	Bolzen M12x80 mm
14.5.5	112150	Vorderrad 150x32 mm, schwarzer Kunststofffelge



