

Hercules Prime Bestellbogen



**Großer Reha-Autositz
für Kinder, Jugendliche &
Erwachsene in Fahrzeugen**

bis 80 kg
Körpergröße 130 bis 180 cm

getestet in
Anlehnung
an ECE R 44/04



- Bestellung**
 Kostenvoranschlag

Stand: 16.04.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in **DE**; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Ansprechpartner:

Datum:

Versandadresse

Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Kommission:

Kostenträger:

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------

<input type="checkbox"/> Hercules Prime Reha-Autositz	980000460000	2.604,00 €
--	---------------------	-------------------

Bitte Seite der vormontierten **Gurtführung** wählen:
(Seitenwechsel jederzeit möglich – Eine zweite
Gurtführung oben ist als Zubehör erhältlich.)



rechts ODER



links

Grundausrüstung:

Rücken mit integrierter Höhenverstellung; Sitz mit integrierter Sitztiefenverstellung; stufenlose Rückenwinkelverstellung mit Schnellspanner; atmungsaktive Polster mit flammenhemmendem Bezugsstoff; Kopfpolster, Rückenpolster, Beckenpolster, Sitzpolster, Gurtschildpolster; 5-Punkt-Gurt inklusive Schulterpolster; Gurtführung für 3-Punkt-Fahrzeuggurt (rechts sowie links einsetzbar); Montageaufnahmen für sämtliche Zubehörteile; abnehmbare Bezüge, bis 40° C in der Maschine waschbar

Maße: Sitztiefe: 40 - 46 cm / Sitzbreite: 38 cm / Rückenhöhe (Sitz innen): 63 - 76 cm

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------

<input type="checkbox"/> Drehfunktion	9800004010010	500,00 €
<input type="checkbox"/> Drehfunktion, MONTIERT	9800004011000	500,00 €
 <input type="checkbox"/> in Fahrtrichtung rechts	<p>Bei Bestellung der Funktionsplatten zusammen mit dem Grundmodell:</p> <p>Bitte immer auswählen, ob die gewünschte Funktion bereits am Grundmodell montiert sein soll oder nicht.</p>	
 <input type="checkbox"/> in Fahrtrichtung links		
<input type="checkbox"/> Neigungsfunktion 10° (0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°)		9800004020000
<input type="checkbox"/> Neigungsfunktion 10° (0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°), MONTIERT	9800004021000	330,00 €
<input type="checkbox"/> Neigungsfunktion 10-20° (NUR in Kombination mit der Neigungsfunktion 10° möglich.)	9800004770000	125,00 €

Verfügbare Zubehör-Optionen für verbesserte Stabilität des Positionierungs-Sitzes auf dem Fahrzeug-Sitz, besonders empfohlen bei Verwendung „Drehfunktion“ bzw. „Neigungsfunktion“.

<input type="checkbox"/> Seatfix-Adapter, hinter dem Sitz * (Isofix-Anbindung im Fahrzeug vorhanden)	9800004190000	438,00 €
<input type="checkbox"/> Stabilisierungsbügel * (KEINE Isofix-Anbindung im Fahrzeug vorhanden)	9800004210000	223,00 €
<input type="checkbox"/> Stützfuß **	9800004220000	223,00 €
<input type="checkbox"/> Kissen für Funktionsplatte ***	9800005130000	91,30 €



Fortsetzung weiteres Zubehör s. Seite 2

Kunden-Nr.: _____

Stand: 16.04.2024

Firma: _____

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in (DE); bis auf Widerruf

Ansprechpartner: _____

ZUBEHÖR (Fortsetzung)	Art.-Nr.	Preis €
<input type="checkbox"/> Kopfstütze	9800004040000	250,00 €
<input type="checkbox"/> Schulterführung	9800004270000	452,00 €
<input type="checkbox"/> Oberkörperführung, starr ****	9800004280000	452,00 €
<input type="checkbox"/> Oberkörperführung, schwenkbar ****	9800004061000	463,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, starr ****	9800004290000	384,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, schwenkbar ****	9800004051000	415,00 €
<input type="checkbox"/> Abduktionsführung	9800004121000	411,00 €
<input type="checkbox"/> Beinführung	9800004150000	426,00 €
<input type="checkbox"/> Frontpolster	9800004330000	28,20 € [#] [#] Nettopreis
<input type="checkbox"/> Fußstütze, abklappbar ** (höhen- und winkelverstellbar)	9800004170001	628,00 €
<input type="checkbox"/> Gurtverbinder für Schultergurte	9800004230000	9,30 €
<input type="checkbox"/> zweite Gurtführung, oben	9800004250000	147,00 €
<input type="checkbox"/> Inkontinenz Sitzauflage	9800004970000	58,80 €
<input type="checkbox"/> Gurtschloss-Sicherheitspolster inkl. Magnetschloss	9800004340000	170,00 €
<input type="checkbox"/> Autositz-Schutz mit Rücken	9800008141000	53,80 € [#] [#] Nettopreis
<input type="checkbox"/> Originalstoff, schwarz 8 mm Kaschierung Charmeuse (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	5005158600011	45,50 € pro lfd. Meter

ACHTUNG:

* Seatfix-Adapter und Stabilisierungsbügel (hinten) sind nicht gleichzeitig einsetzbar


** Stützfuß und Fußstütze sind nicht gleichzeitig einsetzbar

*** Kissen empfohlen bei Fahrzeugsitzen mit Sitzmulde, um die Auflagefläche von Funktionsplatte und Fahrzeugsitz auszugleichen

**** Oberkörperführung starr, Oberkörperführung schwenkbar, Thoraxpelotten starr und Thoraxpelotten schwenkbar sind nicht gleichzeitig einsetzbar



Drehfunktion

Neigungsfunktion 10°
(0° / 2,5° / 5° /
7,5° / 10°)Erweiterung
Neigungsfunktion
12,5 - 20°
(12,5° / 15° / 17,5° / 20°)Kissen
für FunktionsplatteSeatfix-Adapter hinter
dem Sitz (oben),
Stabilisierungsbügel
(unten)Kopfstütze,
höhenverstellbar

Schulterführung

Oberkörperführung,
starr,
Oberkörperführung,
schwenkbarThoraxpelotten,
starr (oben),
Thoraxpelotten
schwenkbar (unten)

Abduktionsführung




Beinführung




Frontpolster



Stützfuß

Fußstütze, abklappbar
(Höhe und Winkel
verstellbar)

Gurtverbinder

zweite Gurtführung,
obenInkontinenz
SitzauflageGurtschloss-
Sicherheitspolster
inkl. MagnetschlossAutositz-Schutz
mit Rücken