

Hercules Small Bestellbogen



**Reha-Autositz
für Kinder in Fahrzeugen**

HMV.-Nr.: 26.11.06.0900

bis 50 kg
Körpergröße 100 bis 150 cm

getestet in
Anlehnung
an ECE R129/03



- Bestellung**
 Kostenvoranschlag

Stand: 26.02.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in **DE**; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Ansprechpartner:

Datum:

Versandadresse

Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Kommission:

Kostenträger:

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------

- Hercules Small Reha-Autositz**

9800004700000

2.491,00 €

Bitte Seite der vormontierten **Gurtführung** wählen:
(Seitenwechsel jederzeit möglich – Eine zweite
Gurtführung oben ist als Zubehör erhältlich.)



rechts ODER



links

Grundausrüstung:

Rücken mit integrierter Höhenverstellung; einstellbarem Sitz mit integrierter Sitztiefenverstellung und Sitzbreitenverstellung; stufenlose Rückenwinkelverstellung mit Schnellspanner; atmungsaktive Polster mit flammenhemmendem Bezugsstoff: Kopfpolster, Rückenpolster, Beckenpolster, Sitzpolster, Gurtschildpolster; 5-Punkt-Gurt inklusive Schulterpolster; Gurtführung für 3-Punkt-Fahrzeuggurt (rechts sowie links einsetzbar); Seitenaufprall-Protektoren; Montageaufnahmen für sämtliche Zubehörteile; abnehmbare Bezüge, bis 40° C in der Maschine waschbar

Maße: Sitztiefe: 31 - 42 cm / Sitzbreite: 28 - 38 cm / Rückenhöhe (Sitz innen): 57 - 80 cm

Farbwahl:



Grau / Blau ODER



Grau / Rot

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------

- Drehfunktion**
 Drehfunktion, MONTIERT



in Fahrtrichtung rechts



in Fahrtrichtung links

- Neigungsfunktion 10° (0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°)**
 Neigungsfunktion 10° (0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°), MONTIERT
 Neigungsfunktion von 12,5° zu 20° (12,5° / 15° / 17,5° / 20°) (nur in Verbindung mit 9800004761000)

9800004750000

500,00 €

9800004751000

500,00 €

9800004760000

330,00 €

9800004761000

330,00 €

9800004770000

125,00 €

**Bei Bestellung der
Drehfunktion und /
oder Neigungsfunktion
10° zusammen mit dem
Grundmodell:**

Bitte immer auswählen,
ob die gewünschte
Funktion bereits am
Grundmodell montiert
sein soll oder nicht.

Verfügbare Zubehör-Optionen für verbesserte Stabilität des Positionierungs-Sitzes auf dem Fahrzeug-Sitz, besonders empfohlen bei Verwendung „Drehfunktion“ bzw. „Neigungsfunktion“.

- Seatfix-Adapter, hinter dem Sitz *** (Isofix-Anbindung im Fahrzeug vorhanden)
 Stabilisierungsbügel * (KEINE Isofix-Anbindung im Fahrzeug vorhanden)
 Stützfuß **
 Kissen für Funktionsplatte ***

9800004790000

364,00 €

9800004210000

223,00 €

9800004800000

223,00 €

9800005130000

91,30 €



Fortsetzung weiteres Zubehör s. Seite 2

Kunden-Nr.: _____

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Stand: 26.02.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in (DE); bis auf Widerruf

ZUBEHÖR (Fortsetzung)	Art.-Nr.	Preis €
<input type="checkbox"/> Zusatzverlängerung (Kopfbereich Höhe: 4,0 cm)	9800004950000	71,80 €
<input type="checkbox"/> Kopfstütze, Zusatzverlängerung (Tiefe: 4,0 cm)	9800004960000	136,00 €
<input type="checkbox"/> Kopf-Zusatzpolster	9800004940000	156,00 €
<input type="checkbox"/> Schulterpolster (Verringerung der Schulterbreite von 44,2 cm zu 36,2 cm)	9800004830000	333,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, starr ****	9800004860000	281,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, schwenkbar ****	9800004870000	450,00 €
<input type="checkbox"/> Armlehnen	9800004890000	300,00 €
<input type="checkbox"/> Unterarmauflage (nur in Verbindung mit den Armlehnen 9800004890000)	9800004910000	286,00 €
<input type="checkbox"/> Abduktionsführung	9800004880000	260,00 €
<input type="checkbox"/> Fußstütze, abklappbar ** (höhen- und winkelverstellbar)	9800004810000	628,00 €
<input type="checkbox"/> Gurtverbinder für Schultergurte	9800004230000	9,30 €
<input type="checkbox"/> zweite Gurtführung, oben	9800004900000	147,00 €
<input type="checkbox"/> Inkontinenz Sitzauflage	9800004970000	58,80 €
<input type="checkbox"/> Autositz-Schutz mit Rücken	9800008141000	53,80 €
		[#] Nettopreis
<input type="checkbox"/> Originalstoff, grau 5 mm Kaschierung Charmeuse (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	5005158910000	83,20 € pro lfd. Meter


ACHTUNG:

* Seatfix-Adapter und Stabilisierungsbügel (hinten) sind nicht gleichzeitig einsetzbar

** Stützfuß und Fußstütze sind nicht gleichzeitig einsetzbar

*** Kissen empfohlen bei Fahrzeugsitzen mit Sitzmulde, um die Auflagefläche von Funktionsplatte und Fahrzeugsitz auszugleichen

**** Thoraxpelotten starr und Thoraxpelotten schwenkbar sind nicht gleichzeitig einsetzbar

Drehfunktion (oben),
Auslöser für Dreh-
funktion (unten)Neigungsfunktion 10°
(0° / 2,5° / 5° /
7,5° / 10°)Neigungsfunktion
12,5° - 20°
(12,5° / 15° / 17,5° /
20°)Kissen
für FunktionsplatteSeatfix-Adapter
hinter dem Sitz

Stabilisierungsbügel

Zusatzverlängerung
(Kopfbereich Höhe)Kopfstütze,
Zusatzverlängerung
(Seiten)Kopf-Zusatzpolster
(oben), Anbringung
des Kissens (unten)Schulterpolster
(zur Verringerung
der Schulterbreite)Thoraxpelotten,
starr (oben),
Thoraxpelotten,
schwenkbar (unten)

Armlehne



Unterarmauflage



Abduktionsführung

Fußstütze, abklappbar
(Höhe und Winkel
verstellbar)Gurtverbinder für
Schultergurte (oben),
zweite Gurtführung,
oben (unten)Inkontinenz
SitzauflageAutositz-Schutz
mit Rücken