

# RECARO Monza Nova 2 Seatfix Reha Bestellbogen




HMV-Nr. 26.11.06.0018  
(Modell Seatfix)

**Besonders leichter  
Reha-Autositz für Kinder**

**Rückhalteeinrichtung für  
spezielle Anforderungen „S“  
ECE R 44/04 - Gruppe II - III  
ab 15 kg - getestet bis 50 kg**

**Bestellung**  
 **Kostenvoranschlag**

**Stand: 01.01.2024**

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;  
gültig in ; bis auf Widerruf

**Rechnungsadresse**

**Kunden-Nr.:**

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Versandadresse**

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

**Kommission:**


Kostenträger: \_\_\_\_\_

GRUNDMODELL		Art.-Nr.	Preis €
<input type="checkbox"/>	 <b>RECARO Monza Nova 2 Seatfix Reha, schwarz</b> 	<b>9800008014000</b>	<b>2.052,00 €</b>
<input type="checkbox"/>	 <b>RECARO Monza Nova 2 Seatfix Reha, petrol</b> 	<b>9800008015000</b>	<b>2.052,00 €</b>
<input type="checkbox"/>	 <b>RECARO Monza Nova 2 Seatfix Reha, frozen blue</b> 	<b>9800008016000</b>	<b>2.052,00 €</b>
<input type="checkbox"/>	 <b>RECARO Monza Nova 2 Seatfix Reha, silent grey</b> 	<b>9800008017000</b>	<b>2.052,00 €</b>

**Grundausrüstung:** Sitz und Rücken mit integrierter 11-fach höhenverstellbarer Kopfstütze; inkl. integrierte Rastarme zur Verankerung des Sitzes in den Isofix-Aufnahmepunkten entsprechend ausgerüsteter Fahrzeuge; stufenlose Nackenstützung der Kopfstütze mit integriertem Luftkissen in der Kopfstütze; Seitenaufprallschutz durch Energie absorbierende Elemente; abnehmbare Kopf-, Thorax- und Sitzseitenpelotten; feststehende Armlehnen; 5-Punkt-Positionierungsgurt; Gurtschildpolster; abnehmbarer Abduktionsführung; integrierte Lautsprecher in Kopfstütze für mp3-Player Anschluss; mp3-Player Tasche am Sitz; RECARO Air Circulation System für optimale Luftzirkulation; belüfteter Formschaum; abnehmbare Bezüge, bis 30° C in der Maschine waschbar

**Maße:** Sitztiefe: 30 cm (43 cm mit Sitztiefenverlängerung) / Sitzbreite: vorne 29 cm, hinten 24 cm (20 cm mit Sitzkeil, innen) / Rückenhöhe Sitz : 60 - 77 cm / Schulterhöhe (für Gurtführung): 33 - 48 cm

 Fortsetzung weiteres Zubehör s. Seite 2

Kunden-Nr.: **Stand: 01.01.2024**Firma: alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;  
gültig in ; bis auf WiderrufAnsprechpartner: 

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------

**Adapter** ist Voraussetzung für die Nutzung des + Zubehörs.

<input type="checkbox"/> <b>Adapter für Zubehör</b> (Sitztiefenverlängerung, Fußstütze, Stützfuß, Stabilisierungsbügel, Seatfix) (inkl. Adapterplatte)	<b>9800008212000</b>	<b>483,00 €</b>
+ <input type="checkbox"/> <b>Seatfix-Adapter**</b> (für Drehplatte) <b>Option 1</b> (Isofix-Anbindung im Fahrzeug vorhanden)	<b>9800008181000</b>	<b>139,00 €</b>
+ <input type="checkbox"/> <b>Stabilisierungsbügel, hinten</b> (für Drehplatte) <b>Option 2</b> (KEINE Isofix-Anbindung im Fahrzeug vorhanden)	<b>9800008190000</b>	<b>54,90 €</b>
↓ kombinierbar mit:		
+ <input type="checkbox"/> <b>Fußstütze, lang*</b> (Tiefe: 18 cm), abklappbar und winkelverstellbar	<b>9800008051010</b>	<b>338,00 €</b>
+ <input type="checkbox"/> <b>Fußstütze, kurz*</b> (Tiefe: 12 cm), abklappbar und winkelverstellbar	<b>9800008060010</b>	<b>329,00 €</b>
+ <input type="checkbox"/> <b>Sitztiefenverlängerung*</b> (+ 13 cm)	<b>9800008082000</b>	<b>211,00 €</b>
+ <input type="checkbox"/> <b>Stützfuß, vorne*</b> (für Drehplatte) (empfohlen bei „Seatfix-Adapter“, nicht notwendig bei genutzter Fußstütze)	<b>9800008170010</b>	<b>164,00 €</b>

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------

**Drehplatte mit Adapter** ist Voraussetzung für die Nutzung des + Zubehörs.

<input type="checkbox"/> <b>Drehplatte mit Adapter für Zubehör***</b> (inkl. Adapterplatte)	<b>9800008202000</b>	<b>546,00 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Rücken-Stabilisatoren</b> (empfohlen bei Verwendung „Drehplatte“)	<b>9800008161000</b>	<b>43,70 €</b>
+ <input type="checkbox"/> <b>Seatfix-Adapter**</b> (für Drehplatte) <b>Option 1</b> (Isofix-Anbindung im Fahrzeug vorhanden)	<b>9800008181000</b>	<b>139,00 €</b>
+ <input type="checkbox"/> <b>Stabilisierungsbügel, hinten</b> (für Drehplatte) <b>Option 2</b> (KEINE Isofix-Anbindung im Fahrzeug vorhanden)	<b>9800008190000</b>	<b>54,90 €</b>
↓ kombinierbar mit:		
+ <input type="checkbox"/> <b>Fußstütze, lang*</b> (Tiefe: 18 cm), abklappbar und winkelverstellbar	<b>9800008051010</b>	<b>338,00 €</b>
+ <input type="checkbox"/> <b>Fußstütze, kurz*</b> (Tiefe: 12 cm), abklappbar und winkelverstellbar	<b>9800008060010</b>	<b>329,00 €</b>
+ <input type="checkbox"/> <b>Stützfuß, vorne*</b> (für Drehplatte) (empfohlen bei „Seatfix-Adapter“, nicht notwendig bei genutzter Fußstütze)	<b>9800008170010</b>	<b>164,00 €</b>

ZUBEHÖR – Ohne Adapter einsetzbar.	Art.-Nr.	Preis €
------------------------------------	----------	---------

<input type="checkbox"/> <b>Abduktionsführung</b>	–	im Grundmodell enthalten
<input type="checkbox"/> <b>Unterarmauflage, schwarz</b>	<b>9800008111012</b>	<b>381,00 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Gurt-Softpolster</b> (Paar)	<b>9800008151000</b>	<b>19,60 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Gurtverbinder für Schultergurte</b>	<b>9800004230000</b>	<b>9,30 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Sitzkeil, innen</b>	<b>9800008092000</b>	<b>234,00 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Sitzkeil, unten**</b> (+ 10°)	<b>9800008104000</b>	<b>184,00 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Autositz-Schutz mit Rücken</b>	<b>9800008141000</b>	<b>53,80 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>NapUp grau</b>	<b>9800806550000</b>	<b>52,50 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>Originalstoff, schwarz</b> in 3 mm Kaschierung (für Sonderbau) _____ m	<b>5005158500020</b>	<b>45,50 €</b>

**Zubehör-Tipp für mehr Sicherheit:** Mit einer Anti-Escape-Weste bleiben Kinder sicher im Autositz angeschnallt. **Anti-Escape-Weste****9800008260000****36,40 €**  
<sup>2</sup>Nettopreis**ACHTUNG:**

\* Es kann nur die Fußstütze ODER die Sitztiefenverlängerung ODER der Stützfuß verwendet werden.

\*\* Bei einigen Fahrzeugen kann die Kombination aus Sitzkeil (unten) und Seatfix-Adapter nicht verwendet werden.

\*\*\* Bei Verwendung der Drehplatte müssen je nach Fahrzeugtyp ggf. die Seatfix-Rastarme am Grundmodell demontiert werden.