




HMV-Nr. 26.11.06.0020

Reha-Autositz für Kinder,  
lange mitwachsend

Rückhalteeinrichtung für  
spezielle Anforderungen „S“  
ECE R 44/04 - Gruppe I - III  
9 bis 36 kg

- Bestellung  
 Kostenvoranschlag

Stand: 01.01.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;  
gültig in ; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Versandadresse

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Kostenträger: \_\_\_\_\_

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------

<input type="checkbox"/> RECARO Sport HERO Reha	9800008802000	1.724,00 €
---	---------------	------------

**Grundausrüstung:** Sitz und Rücken mit 4-fach höhenverstellbarer Kopfstütze; integrierter 5-Punkt-Gurt mit Zentralversteller; höhenverstellbarer Schultergurt mit HERO Gurtpolster-System inkl. Gurtschildpolster (klein); extra breite, seitliche Energieabsorber (ASP); Tragegriff; einstellbare Ruheposition; abnehmbare Kopf-, Thorax- und Sitzseitenpelotten; abnehmbare Bezüge, bis 30° C in der Maschine waschbar

**Maße:** Sitztiefe: 31 cm (26 cm mit Pelotten) / Sitzbreite: vorne 31 cm (21 cm mit Sitzpelotten, 27 cm mit Sitzverkleinerer), hinten 29 cm (20 cm mit Sitzpelotten, 25 cm mit Sitzverkleinerer) / Rückenhöhe Sitz: 53 - 73\* cm (\* nach Ausbau Umlenkrohr) / Schulterhöhe (für Gurtführung): 23 - 42 cm

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------

Adapter oder Drehplatte mit Adapter ist Voraussetzung für die Nutzung des + Zubehörs.

<input type="checkbox"/> Adapter für Zubehör (Fußstütze, Stützfuß, Stabilisierungsbügel, Seatfix) **	9800008210000	320,00 €
<input type="checkbox"/> Drehplatte mit Adapter für Zubehör (Fußstütze, Stützfuß, Stabilisierungsbügel, Seatfix) * / ** / ***	9800008200000	468,00 €
+ <input type="checkbox"/> Fußstütze, kurz ** (Tiefe: 12 cm) inkl. Erhöhungsblock, abklappbar und winkelverstellbar	9800008061011	363,00 €
+ <input type="checkbox"/> Seatfix-Adapter ** / ****	9800008181000	139,00 €
+ <input type="checkbox"/> Stabilisierungsbügel, hinten ** / ****	9800008190000	54,90 €
+ <input type="checkbox"/> Stützfuß, vorne ** (empfohlen bei „Seatfix-Adapter“, entfällt bei vorhandener Fußstütze)	9800008170010	164,00 €

<input type="checkbox"/> Sitzkeil, unten *** (+ 10°)	9800008104000	184,00 €
<input type="checkbox"/> Unterarmauflage	9800008852000	272,00 €

<input type="checkbox"/> Gurtverlängerung (+20 cm) inkl. Schrittgurt (nur für ECE-Gruppe II + III, 18 bis 36 kg einsetzbar)	9800008240000	90,20 €
<input type="checkbox"/> Gurtschildpolster (groß)	9700910351000	76,60 €
<input type="checkbox"/> Gurt-Softpolster, grau (Paar) (kleine Polster als Alternative zu Standard-Gurtpolstern)	9800008151000	19,60 €

<input type="checkbox"/> Autositz-Schutz mit Rücken	9800008141000	53,80 €
---	---------------	---------

<input type="checkbox"/> NapUp grau	9800806550000	52,50 € <small>*Nettopreis</small>
-------------------------------------	---------------	---------------------------------------

<input type="checkbox"/> Originalstoff, schwarz in 3 mm Kaschierung (für Sonderbau) _____ m	5005158500020	45,50 € <small>pro lfd. Meter</small>
---	---------------	--

**Zubehör-Tipp für mehr Sicherheit:** Mit einer Anti-Escape-Weste bleiben Kinder sicher im Autositz angeschnallt.

<input type="checkbox"/> Anti-Escape-Weste		9800008260000	36,40 € <small>*Nettopreis</small>
--	--	---------------	---------------------------------------

**ACHTUNG:**

\* Beim Befestigen des RECARO Sport HERO Reha Sitzes mit dem fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurt (nur ECE-Gruppe I: 9 bis 18 kg) kann die Drehplatte nicht genutzt werden.

\*\* Bei Verwendung von Fußstütze, Stützfuß, Seatfix-Adapter und Stabilisierungsbügel muss immer der Adapter bzw. Adapter mit Drehplatte mitbestellt werden.

\*\*\* Sitzkeil (unten) und Drehplatte sind nicht gleichzeitig einsetzbar.

\*\*\*\* Seatfix-Adapter und Stabilisierungsbügel (hinten) können nicht gleichzeitig genutzt werden