

THOMASHILFEN Commander Bestellbogen




HMV-Nr. 26.11.06.0xxx
in Bearbeitung

Reha-Autositz für Kinder,
für Sonderbau geeignet

ECE R 44/04 - Gruppe II - III
15 bis 36 kg

- Bestellung**
 Kostenvoranschlag

Stand: 01.01.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in ; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Ansprechpartner:

Datum:

Versandadresse











Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Kommission:

Kostenträger:


GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
<input type="checkbox"/>  Commander Autositz, grau 	9800006300000	2.035,00 €
<input type="checkbox"/>  Commander Autositz, rot 	9800006310000	2.035,00 €
<input type="checkbox"/>  Commander Autositz, blau 	9800006320000	2.035,00 €
<input type="checkbox"/>  Commander Autositz, grün 	9800006330000	2.035,00 €
<input type="checkbox"/>  Commander Autositz, magenta 	9800006340000	2.035,00 €

Grundausrüstung:

Sitz und Rücken mit integrierter 9-fach höhenverstellbarer Kopfstütze; Klett-Rückenplatte; Sitzpolster; Rückenpolster; Kopfpolster; zusätzliche Kopfpolstereinlagen; Gurtschildpolster, klein; 5-Punkt-Positionierungsgurt mit Zentralversteller; Gurtverbinder; Schulerschoner; Becherhalter (rechts oder links einsetzbar); abnehmbare Bezüge, bis 40° C in der Maschine waschbar

Maße: Sitztiefe: 34 cm / Sitzbreite (mit Art. 679 Sitzseitenpolster): vorne: 33,5 cm (22 cm), hinten: 28,5 cm (17 cm) / Rückenhöhe (Sitz): 55 – 75 cm

 Fortsetzung Zubehör s. Seite 2


























Kunden-Nr.: **Stand: 01.01.2024**Firma: alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in ; bis auf WiderrufAnsprechpartner:

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
---------	----------	---------

UNTERBAU – Die Adapterplatte ist Voraussetzung für die Nutzung des + Zubehörs.

<input type="checkbox"/> Adapterplatte	9800005000000	273,00 €
↓ kombinierbar mit:		
+ <input type="checkbox"/> Drehplatte	9800005010000	432,00 €
+ <input type="checkbox"/> Neigungsplatte (5,5° / 11° / 16°)	9800005020000	373,00 €
+ <input type="checkbox"/> Kissen für Funktionsplatte	9800005130000	91,30 €
+ <input type="checkbox"/> Fußstütze, Gr. 1** (Tiefe: 12 cm), abklappbar und winkelverstellbar	9800005030000	354,00 €
+ <input type="checkbox"/> Erhöhungsblock für Fußstütze (10 cm), zusammen mit Art. 503 einsetzbar	5005110501010	52,40 €
+ <input type="checkbox"/> Fußstütze, Gr. 2** (Tiefe: 18 cm), abklappbar und winkelverstellbar	9800005040000	354,00 €
+ <input type="checkbox"/> Stützfuß** (empfohlen bei Verwendung „Drehplatte“)	9800005050000	159,00 €
+ <input type="checkbox"/> Seatfix-Adapter *** (empfohlen bei Verwendung „Drehplatte“)	9800005060000	159,00 €
+ <input type="checkbox"/> Stabilisierungsbügel, hinten *** (empfohlen bei Verwendung „Drehplatte“)	9800005070000	91,30 €
+ <input type="checkbox"/> Sitztiefenverlängerung (+ 13 cm)	9800005080000	288,00 €
+ <input type="checkbox"/> Abduktionsblock, verstellbar (Tiefe: +15 cm)	9800005090000	172,00 €

weiteres ZUBEHÖR – ohne Adapterplatte nutzbar

<input type="checkbox"/> Abduktionsblock, Polster	9800006700000	51,00 €
<input type="checkbox"/> Sitzkeil, unten* (+10°)	9800006710000	184,00 €
<input type="checkbox"/> Sitzkeil, innen	9800006720000	159,00 €
<input type="checkbox"/> Unterarmauflage	9800006780000	360,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, grau (Schaumkern)	 9800006750000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, rot (Schaumkern)	 9800006751000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, blau (Schaumkern)	 9800006752000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, grün (Schaumkern)	 9800006753000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, magenta (Schaumkern)	 9800006754000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, grau (Metallkern)	 9800006800000	159,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, rot (Metallkern)	 9800006801000	159,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, blau (Metallkern)	 9800006802000	159,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, grün (Metallkern)	 9800006803000	159,00 €
<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, magenta (Metallkern)	 9800006804000	159,00 €
<input type="checkbox"/> Sitzseitenpolster, grau	 9800006790000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Sitzseitenpolster, rot	 9800006791000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Sitzseitenpolster, blau	 9800006792000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Sitzseitenpolster, grün	 9800006793000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Sitzseitenpolster, magenta	 9800006794000	125,00 €
<input type="checkbox"/> Gurtschildpolster, groß, grau	 9800006760000	91,30 €
<input type="checkbox"/> Gurtschildpolster, groß, rot	 9800006761000	91,30 €
<input type="checkbox"/> Gurtschildpolster, groß, blau	 9800006762000	91,30 €
<input type="checkbox"/> Gurtschildpolster, groß, grün	 9800006763000	91,30 €
<input type="checkbox"/> Gurtschildpolster, groß, magenta	 9800006764000	91,30 €
<input type="checkbox"/> NapUp grau	9800806550000	52,50 €
<input type="checkbox"/> Anti-Escape-Weste	9800008260000	36,40 € [#]
<input type="checkbox"/> Autositz-Schutz mit Rücken	9800008141000	53,80 € [#]
<input type="checkbox"/> Originalstoff, schwarz in 3 mm Kaschierung (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	 5005158500020	45,50 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, grau in 3 mm Kaschierung (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	 5005158000020	45,50 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, rot in 3 mm Kaschierung (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	 5005158200020	45,50 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, blau in 3 mm Kaschierung (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	 5005158300020	45,50 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, grün in 3 mm Kaschierung (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	 5005158400020	45,50 €
<input type="checkbox"/> Originalstoff, magenta in 3 mm Kaschierung (für Sonderbau) _____ m (Anzahl lfd. Meter)	 5005158100020	45,50 €

ACHTUNG:

* Sitzkeil (unten) und Drehplatte sind nicht gleichzeitig einsetzbar

** Fußstütze und Stützfuß sind nicht gleichzeitig einsetzbar

*** Seatfix-Adapter und Stabilisierungsbügel (hinten) sind nicht gleichzeitig einsetzbar