

# EASyS Advantage Bestellbogen



Wetterdach inklusive

**HMV-Nr. 18.99.01.2085**  
Reha-Wagen  
EASyS Advantage 1 / 2

**HMV-Nr. 26.99.01.0020**  
Q Untergestell einzeln

**Reha-Wagen für Kinder  
mit Sicherheitssitz**

- Bestellung**  
 **Kostenvoranschlag**

**Stand: 25.01.2024**

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;  
gültig in **DE**; bis auf Widerruf

**Rechnungsadresse**

**Kunden-Nr.:**

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Versandadresse**

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

**Kommission:**

Kostenträger: \_\_\_\_\_

GRUNDMODELL EASyS Advantage	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
EASyS Advantage inkl. Untergestell, schwenkbare Vorderräder	<input type="checkbox"/> 9800062054000	3.346,00 €	<input type="checkbox"/> 9800064054000	3.475,00 €
EASyS Advantage inkl. Untergestell Crash, schwenkbare Vorderräder	<input type="checkbox"/> 9800062044000	3.346,00 €	<input type="checkbox"/> 9800064044000	3.475,00 €

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **ein** Polsterset ohne Aufpreis.

Konfiguration GRUNDMODELL



**Rot Polster-Set**

9800062470000

9800064470000



**Blau Polster-Set**

9800062480000

9800064480000



**Grün Polster-Set**

9800062490000

9800064490000



**Magenta Polster-Set**

9800062460000

9800064460000



**Grau Polster-Set**

9800062450000

9800064450000

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **ein** Wetterdach ohne Aufpreis.

**Wetterdach mit Beindecke**

9800066376000

9800066376000

**Wetterdach**

9800066376100

9800066376100

**Grundausrüstung:**


**EASyS Advantage Sitzeinheit:** BSS (Balance Safety System) – Sicherheitssitz; physiologische Drehpunkte in Hüft- und Kniegelenk; atmungsaktives Sitz- und Rückenpolster sowie Seitenpolster; Zusatzpolster für mehr Sitzkomfort; flammenhemmender Bezugsstoff; Körperseitenführung; winkelverstellbare, klappbare und höhenverstellbare Fußstützeinheit; Halterung für Wetterdach; Wetterdach (mit oder ohne Beindecke); stufenlose Einstellung von Rückenhöhe, Hüftwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, leicht zugängliche Einstellung mittels Sternschrauben

**Maße Gr. 1:** Sitztiefe: 19 - 30 cm / Sitzbreite: 19 - 31 cm / Rückenhöhe: 41,5 - 68 cm

**Maße Gr. 2:** Sitztiefe: 27 - 38 cm / Sitzbreite: 25 - 37 cm / Rückenhöhe: 55 - 74 cm

**A Untergestell Advantage:** leichtes und stabiles Alu-Fahrgestell, faltbar; Verstellung der Sitzwinkelneigung sowie Sitzmontage und -demon- tage über zentralen Hebel; im Hinterrahmen integrierte Federung; höhenverstellbarer Schiebegriff mit biokompatiblem Handgriff; Fuß- feststellbremse; pannensichere EVA-Bereifung; starre bzw. schwenkbare Vorderräder inkl. Lenkstop; abnehmbarer Korb; Faltsicherung

Zimmeruntergestell	Art.-Nr. Gr. 1 + 2	Preis €
<b>Q Untergestell, schwarz</b>	<input type="checkbox"/> 9800066666000	2.343,00 €
<b>Adapter für Q Untergestell</b> (erforderlich zur Verwendung mit EASyS Advantage Sitzeinheit)	<input type="checkbox"/> 9800062951000	163,00 €

 Fortsetzung Zubehör s. Seite 2

Kunden-Nr.: **Stand: 25.01.2024**Firma: alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;  
gültig in **DE**; bis auf WiderrufAnsprechpartner: 

ZUBEHÖR EASyS Advantage Sitzeinheit Gr. 1 + 2	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
<b>FÜSSE</b>				
Fußriemen, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066482000	45,30 €	<input type="checkbox"/> 9800066482000	45,30 €
Wadenband, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066355000	48,40 €		Grundausstattung
<b>SITZ</b>				
Abduktionsführung, grau (nicht zusammen mit Schrittgurt einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800066206000	194,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067206000	217,00 €
Handbogen, grau	<input type="checkbox"/> 9800066215000	132,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067215000	132,00 €
Handbogen stark abgewinkelt, grau	<input type="checkbox"/> 9800066215100	132,00 €		-
Therapietisch, transparent	<input type="checkbox"/> 9800066281010	523,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067281010	540,00 €
Thoraxpelotten flexibel mit Brustgurt, grau	<input type="checkbox"/> 9800066332000	478,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066332000	478,00 €
Thoraxpelotten starr, grau	<input type="checkbox"/> 9800066346000	388,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067346000	388,00 €
Zubehörtasche, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066394100	47,70 €	<input type="checkbox"/> 9800066394100	47,70 €
Seitenschutzpolster, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066226000	89,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066226000	89,00 €
Fußstützenrohr-Polster, grau	<input type="checkbox"/> 9800062300000	39,30 €	<input type="checkbox"/> 9800062300000	39,30 €
<b>BEGURTUNG</b>				
2-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 9800084201000	109,00 €	<input type="checkbox"/> 9800084701000	111,00 €
4-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 9800084211000	149,00 €	<input type="checkbox"/> 9800084711000	156,00 €
Schrittgurt (nur zusammen mit Beckengurt einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800063411000	33,70 €	<input type="checkbox"/> 9800063411000	33,70 €
Sitzhose, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066146000	199,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067146000	199,00 €
Schmetterlingsgurt, schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 9800066166000	210,00 €		-
Schmetterlingsgurt, schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 9800066176000	210,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066176000	210,00 €
Schmetterlingsgurt, schwarz (L)		-	<input type="checkbox"/> 9800067176000	210,00 €
Schmetterlingsgurt flexibel (S)	<input type="checkbox"/> 9800063853000	257,00 €		-
Schmetterlingsgurt flexibel (M)	<input type="checkbox"/> 9800065853000	257,00 €	<input type="checkbox"/> 9800065853000	257,00 €
Sitzweste, schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 9800066315100	218,00 €		-
Sitzweste, schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 9800066325100	218,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066325100	218,00 €
Sitzweste, schwarz (L)		-	<input type="checkbox"/> 9800067315100	218,00 €
5-Punkt-Gurt, 25 mm (Advantage, Swifty)	<input type="checkbox"/> 9800084800000	146,00 €	<input type="checkbox"/> 9800084800000	146,00 €
H-Gurt gepolstert	<input type="checkbox"/> 9800066297000	140,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066297000	140,00 €
<b>KOPF</b>				
Kopfstützen, grau	<input type="checkbox"/> 9800066246000	289,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067246000	289,00 €
Seitenkopfstütze 45°, grau	<input type="checkbox"/> 9800066231000	325,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066231000	325,00 €
<b>WETTERSCHUTZ</b>				
Kälteschutz Webpelz, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066185000	551,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067185000	551,00 €
Regenschutz transparent (nur zusammen mit Wetterdach einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800067390000	114,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067390000	114,00 €
Klarsichtverdeck	<input type="checkbox"/> 9800066381000	269,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066381000	269,00 €
Wetterdach mit Beindecke (Grundausstattung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 9800066376000	415,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066376000	415,00 €
Wetterdach (Grundausstattung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 9800066376100	371,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066376100	371,00 €
Sonnenschirm mit UV-Schutz	<input type="checkbox"/> 9800065942000	51,00 €	<input type="checkbox"/> 9800065942000	51,00 €
<b>Zubehör für A Untergestell Advantage</b>				
Ablageplatte	<input type="checkbox"/> 9800062941000	247,00 €	<input type="checkbox"/> 9800064941000	257,00 €
Luftbereifung (Nachrüstsatz)	<input type="checkbox"/> 9800066471100	310,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066471100	310,00 €
Ankipphel	<input type="checkbox"/> 9800067502000	58,40 €	<input type="checkbox"/> 9800067502000	58,40 €
Sauerstoffhalter	<input type="checkbox"/> 9800062970000	88,40 €	<input type="checkbox"/> 9800062970000	88,40 €
<b>Zubehör für Q Untergestell</b>				
Schiebegriff, schwarz (Q Untergestell) (nur zusammen mit Q Untergestell einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800066601000	419,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066601000	419,00 €