

NEU
2018



Modular

Besonders flexible Kopfunterstützung –
Stabiles Sitzen auch für unterwegs


Thomashilfen

Besonders flexible Kopfunterstützung – Stabiles Sitzen auch für unterwegs

„Für alle Kinder, die stabilen Halt in Kombination mit bestmöglicher Kopfunterstützung benötigen. Der kurze Rücken und die multi-dimensional verstellbare Kopfstütze sorgen für eine gute Anpassung und Unterstützung, wenn aktive Kinder unterwegs sind. Verschiedene Kopfstützen-Optionen, vielfältige Einstellmöglichkeiten für optimales Sitzen, Positionieren und Komfort sind die Basis für eine erfolgreiche Teilhabe am Alltag.“



- 1 Kopfstütze**
Die multi-dimensional einstellbare Kopfstütze
 - ▶ lässt sich individuell an das Kind anpassen
 - ▶ bietet sicheren Halt und optimale Unterstützung
 - ▶ ist in verschiedenen Varianten erhältlich:
 - **Nackenform:** stützt den sensiblen Nackenbereich bei Kopfbewegungen
 - **Muschelform:** gibt großzügige Unterstützung für den gesamten Kopf
 - **verstellbar:** beide Seiten für individuelle Positionierung winkelverstellbar
 - **Adapter:** für Sonderbau-Kopfstützen
- 2 Anpassung**
Der kurze Rücken und die separate Kopfstütze
 - ▶ bieten für Oberkörper und Arme mehr Bewegungsfreiheit
 - ▶ fördern eine stabile Sitzhaltung, so kann das Kind seine Umwelt besser wahrnehmen.
- 3 Fußstütze**
Die winkel- und höhenverstellbare Fußstütze
 - ▶ ist abklappbar
 - ▶ lässt sich ganz einfach stufenlos verstellen
- 4 Auflageflächen für die Arme**
Die seitlichen Hüft- und Armstützen
 - ▶ liegen eng am Körper des Kindes an für eine entspannte Sitzhaltung
 - ▶ sind in Höhe und Tiefe anpassbar
- 5 Bezug**
Der Sitzbezug aus hochwertigem Gewebe
 - ▶ kann bis 40°C in der Maschine gewaschen werden.
 - ▶ ist weich und atmungsaktiv – gegen Schwitzen und für ein rundum kuscheliges Gefühl

Modular – Reha-Wagen

Alle Infos im Internet:
www.thomashilfen.de/modular

Funtionen (Auswahl)



- Bestmögliche Kopfunterstützung für Kinder mit verschiedenen Kopfstützen-Optionen und Anpassungsmöglichkeiten
- Bis zu 140° Ruheposition einstellbar, bietet Komfort und Entlastung für die Wirbelsäule des Kindes
- Kurzer Rücken und separate Kopfstütze bieten Stabilität und Bewegungsfreiheit vom Rumpf bis zu den oberen Extremitäten
- Einfache Sitzmontage und schneller Wechsel der Blickrichtung – ohne Werkzeug
 - in Fahrtrichtung
 - face-to-face

Untergestell & Zubehör (Auswahl)



- Q Untergestell:** für Kindergarten, Schule oder zu Hause – mit bequemer Einstellung von Sitzhöhe und Sitzkantelung
- Praktische Ablageplatte für medizinische Geräte, z.B. Sauerstoffflasche oder Absauggerät
- Flexible Thoraxpelotten und 4-Punkt-Beckengurt zur Positionierung von Oberkörper und Becken
- Kuscheliger Schlupfsack, innen wattiert oder mit Webpelz für kalte Tage

Maße & Gewichte	Modular 1	Modular 2
Sitztiefe	19 - 30 cm	27 - 38 cm
Sitzbreite	19 - 26 cm	27 - 35 cm
Sitzhöhe	47 cm	46 cm
Rückenhöhe	28 - 42 cm	34 - 53 cm
Unterschenkellänge	18,5 - 30,5 cm	18,5 - 37 cm
Hüftwinkel	90° - 140°	90° - 140°
Kniewinkel	90° - 180°	90° - 180°
Fußwinkel	78° - 100°	78° - 100°
Drehbarkeit des Sitzes	180°	180°
Größe Sitzseitenführung (B x H)	23 x 12 cm	29 x 11 cm
Größe Fußstütze (B x T)	28 x 18 cm	32 x 21 cm
Gewicht Sitzeinheit	8,8 kg	11 kg
max. Nutzergewicht Sitzeinheit	35 kg	40 kg

Maße & Gewichte	A1 Fahrgestell	A2 Fahrgestell
Sitzkantelung in Fahrtrichtung	-10° bis +35°	-10° bis +35°
Sitzkantelung face-to-face	0° bis +35°	0° bis +35°
Schiebegriffhöhe	71,5 - 117 cm	71,5 - 117 cm
Radgröße Schwenkräder (vorne)	18 cm	18 cm
Radgröße (hinten)	25 cm	25 cm
Gewicht Untergestell	9,8 kg	10,9 kg
max. Belastbarkeit Korb	5 kg	5 kg
max. Belastbarkeit (inkl. Sitz)	50 kg	55 kg

Maße Reha-Wagen	Modular 1	Modular 2
Gesamtmaße (L x B x H)	99,5 x 59,5 x 114 cm	107 x 69 x 120 cm
Faltmaße (L x B x H)	85 x 59,5 x 60 cm	81 x 69 x 69 cm

HMV-Nr. 18.99.01.2088



HMV-Nr. 18.99.01.2088
Reha-Wagen Modular 1 / 2

HMV-Nr. 26.99.01.0020
Q Untergestell einzeln

Reha-Wagen für Kinder
mit kurzem Rücken und
variabler Kopfstütze

Bestellung
 Kostenvoranschlag

Stand: 24.05.2018
alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig bis auf Widerruf

Rechnungsadresse
Firma: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Telefon: _____
Ansprechpartner: _____
Datum: _____
Versandadresse
Firma: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Kommission:
Kostenträger: _____

GRUNDMODELL Modular	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Modular Sitzeinheit + A Untergestell Advantage Crash, schwenkbare Vorderräder	<input type="checkbox"/> 6208/1	2.744,00 €	<input type="checkbox"/> 6408/1	2.891,00 €
		Einführungspreis 2.550,00 €		Einführungspreis 2.640,00 €

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **ein** Polsterset ohne Aufpreis.

	Rot Polster-Set	<input type="checkbox"/> 6242	-	<input type="checkbox"/> 6442	-
	Blau Polster-Set	<input type="checkbox"/> 6243	-	<input type="checkbox"/> 6443	-
	Grün Polster-Set	<input type="checkbox"/> 6244	-	<input type="checkbox"/> 6444	-
	Magenta Polster-Set	<input type="checkbox"/> 6241	-	<input type="checkbox"/> 6441	-
	Grau Polster-Set	<input type="checkbox"/> 6240	-	<input type="checkbox"/> 6440	-

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **eine** Kopfstützenoption ohne Aufpreis (außer Kopfstütze, verstellbar).

Kopfstütze, Muschelform	<input type="checkbox"/> 6261/1	-	<input type="checkbox"/> 6261/1	-
Kopfstütze, Nackenform	<input type="checkbox"/> 6262/1	-	<input type="checkbox"/> 6262/1	-
Kopfstütze, verstellbar (nicht zugelassen bei Nutzung als Sitz in BTW)	<input type="checkbox"/> 6267	82,40 €	<input type="checkbox"/> 6267	82,40 €
Kopfstützenaufnahme, Vierkant mit Kugelgelenk (für Sonderbau)	<input type="checkbox"/> 6268	-	<input type="checkbox"/> 6268	-

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **ein** Wetterdach ohne Aufpreis.

Wetterdach mit Beindecke	<input type="checkbox"/> 6637/6	-	<input type="checkbox"/> 6637/6	-
Wetterdach	<input type="checkbox"/> 6637/61	-	<input type="checkbox"/> 6637/61	-

Grundausrüstung:
Modular Sitzeinheit: physiologische Drehpunkte in Hüft- und Kniegelenk; Kopfstützenoption (frei wählbar) inkl. Aufnahme; atmungsaktives Sitz- und Rückenpolster sowie Seitenpolster; Zusatzpolster für mehr Sitzkomfort; flammenhemmender Bezugsstoff; Körperseitenführung; winkelverstellbare, klappbare und höhenverstellbare Fußstützeinheit; Halterung für Wetterdach; Wetterdach (mit oder ohne Beindecke); stufenlose Einstellung von Rückenhöhe, Hüftwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, leicht zugängliche Einstellung mittels Sternschrauben
Maße Gr. 1: Sitztiefe: 19 - 30 cm / Sitzbreite: 19 - 26 cm / Rückenhöhe: 28 - 42 cm
Maße Gr. 2: Sitztiefe: 27 - 38 cm / Sitzbreite: 27 - 35 cm / Rückenhöhe: 34 - 53 cm

A Untergestell Advantage: leichtes und stabiles Alu-Fahrgestell, faltbar; Verstellung der Sitzwinkelneigung sowie Sitzmontage und -demontage über zentralen Hebel; im Hinterrahmen integrierte Federung; höhenverstellbarer Schiebegriff mit biokompatiblen Handgriff; Fuß-Feststellbremse; pannensichere EVA-Bereifung; starre bzw. schwenkbare Vorderräder inkl. Lenkstop; abnehmbarer Korb; Fallsicherung

Fortsetzung Zubehör s. Rückseite

Kunden-Nr.:
 Firma: _____
 Ansprechpartner: _____

Stand: 24.05.2018
 alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
 gültig bis auf Widerruf

Zimmeruntergestell	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Q Untergestell	<input type="checkbox"/> 6666/6	1.632,00 €	<input type="checkbox"/> 6666/6	1.632,00 €
Adapter für Q Untergestell (erforderlich zur Verwendung mit Modular Sitzeinheit)	<input type="checkbox"/> 6295/1	102,00 €	<input type="checkbox"/> 6295/1	102,00 €

ZUBEHÖR Modular Sitzeinheit Gr. 1 + 2	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
FÜSSE				
Fußriemen schwarz	<input type="checkbox"/> 6648/2	31,50 €	<input type="checkbox"/> 6648/2	31,50 €
Wadenband schwarz	<input type="checkbox"/> 6635/5	33,60 €	<input type="checkbox"/> Grundausstattung	

SITZ				
Abduktionsblock grau	<input type="checkbox"/> 6620/6	133,00 €	<input type="checkbox"/> 6720/6	149,00 €
Handbogen grau	<input type="checkbox"/> 6621/5	90,30 €	<input type="checkbox"/> 6721/5	87,70 €
Handbogen grau, stark abgewinkelt	<input type="checkbox"/> 6621/51	90,30 €	-	
Therapietisch transparent	<input type="checkbox"/> 6628/1	361,00 €	<input type="checkbox"/> 6728/1	369,00 €
Thoraxpelotten flexibel mit Brustgurt grau	<input type="checkbox"/> 6633/2	332,00 €	<input type="checkbox"/> 6633/2	332,00 €
Thoraxpelotten starr grau	<input type="checkbox"/> 6634/6	269,00 €	<input type="checkbox"/> 6734/6	269,00 €
Seitenschutzpolster schwarz	<input type="checkbox"/> 6622/6	74,30 €	<input type="checkbox"/> 6622/6	74,30 €
Fußstützenrohr-Polster grau	<input type="checkbox"/> 6230	12,60 €	<input type="checkbox"/> 6230	12,60 €

BEGURTUNG				
2-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 8420/1	76,10 €	<input type="checkbox"/> 8470/1	77,30 €
4-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 8421/1	102,00 €	<input type="checkbox"/> 8471/1	108,00 €
Schrittgurt (nur zusammen mit Becken- oder Hosenträgergurt einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 6341/1	23,40 €	<input type="checkbox"/> 6341/1	23,40 €
Sitzhose schwarz	<input type="checkbox"/> 6614/6	137,00 €	<input type="checkbox"/> 6714/6	137,00 €
Schmetterlingsgurt schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 6616/6	144,00 €	-	
Schmetterlingsgurt schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 6617/6	144,00 €	<input type="checkbox"/> 6617/6	144,00 €
Schmetterlingsgurt schwarz (L)	-		<input type="checkbox"/> 6717/6	139,00 €
Schmetterlingsgurt flexibel (S)	<input type="checkbox"/> 6385/3	180,00 €	-	
Schmetterlingsgurt flexibel (M)	<input type="checkbox"/> 6585/3	180,00 €	<input type="checkbox"/> 6585/3	180,00 €
Sitzweste schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 6631/51	150,00 €	-	
Sitzweste schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 6632/51	150,00 €	<input type="checkbox"/> 6632/51	150,00 €
Sitzweste schwarz (L)	-		<input type="checkbox"/> 6731/51	145,00 €
Hosenträgergurt, gepolstert	<input type="checkbox"/> 6629/5	99,10 €	<input type="checkbox"/> 6629/5	99,10 €

WETTERSCHUTZ				
Kälteschutz wattiert schwarz	<input type="checkbox"/> 6619/5	329,00 €	<input type="checkbox"/> 6719/5	329,00 €
Kälteschutz Webpelz schwarz	<input type="checkbox"/> 6618/5	383,00 €	<input type="checkbox"/> 6718/5	383,00 €
Regencape grau	<input type="checkbox"/> 6340/4	81,10 €	<input type="checkbox"/> 6540/4	83,50 €
Regenschutz transparent (nur zusammen mit Wetterdach einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 6739	64,80 €	<input type="checkbox"/> 6739	64,80 €
Klarsichtverdeck mit Beindecke	<input type="checkbox"/> 6638/1	178,00 €	<input type="checkbox"/> 6638/1	178,00 €
Wetterdach mit Beindecke (Grundausrüstung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 6637/6	288,00 €	<input type="checkbox"/> 6637/6	288,00 €
Wetterdach (Grundausrüstung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 6637/61	258,00 €	<input type="checkbox"/> 6637/61	258,00 €
Sonnenschirm grau	<input type="checkbox"/> 6594	72,70 €	<input type="checkbox"/> 6594	72,70 €

Zubehör für A Untergestell Advantage	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Ablageplatte	<input type="checkbox"/> 6294/1	166,00 €	<input type="checkbox"/> 6494/1	177,00 €
Luftbereifung (Nachrüstsatz)	<input type="checkbox"/> 6647/1	216,00 €	<input type="checkbox"/> 6647/1	216,00 €
Ankippebel Anthrazit	<input type="checkbox"/> 6750/2	40,60 €	<input type="checkbox"/> 6750/2	40,60 €

Zubehör für Q Untergestell	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Schiebegriff Q Untergestell (nur zusammen mit Q Untergestell einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 6660/1	291,00 €	<input type="checkbox"/> 6660/1	291,00 €

Änderungen / Druckfehler vorbehalten, bei Sonderbau bitte Rücksprache – Die aktuellste Bestellbogen-Version finden Sie auf www.thomashilfen.de im Download-Bereich.

Änderungen / Druckfehler vorbehalten, bei Sonderbau bitte Rücksprache – Die aktuellste Bestellbogen-Version finden Sie auf www.thomashilfen.de im Download-Bereich.

Deutschlands größter REHA-WAGEN-TEST

14
TAGE

zu Hause testen

KOSTENLOS & UNVERBINDLICH

#DGRWT

Welcher Reha-Kinderwagen passt zu uns?

Besondere Kinder brauchen besondere Unterstützung.
Ein guter Reha-Wagen ist für viele Eltern deshalb ein Muss.
Doch das große Angebot sorgt schnell für Kopfzerbrechen.
Deutschlands größter Reha-Kinderwagen-Test zeigt
Familien jetzt, welches Modell perfekt zu ihnen passt.

Test-Beratung & Anmeldung: ☎ 04761 8860

Hallo, liebe Eltern,

machen Sie mit bei Deutschlands größtem
Reha-Wagen-Test. Das Ausprobieren ist
selbstverständlich kostenlos
und unverbindlich für Sie!

www.thomashilfen.de/629




Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde
Telefon: 04761 8860 · Fax: 04761 886-19
www.thomashilfen.de



YouTube