




HMV-Nr. 18.99.01.1047

Trendiger Fahrkomfort für größere Kinder – mit vielen Extras & Zubehör inklusive

- Bestellung
- Kostenvoranschlag

Stand: 16.01.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.; gültig in ; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Versandadresse**





Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

**Kommission:**

Kostenträger: \_\_\_\_\_

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
<input type="checkbox"/>  Mewa Reha-Buggy, grau	9800078530000	2.799,00 €
<input type="checkbox"/>  Mewa Reha-Buggy, pink / grau	9800078500000	2.799,00 €
<input type="checkbox"/>  Mewa Reha-Buggy, blau / grau	9800078510000	2.799,00 €
<input type="checkbox"/>  Mewa Reha-Buggy, grün / grau	9800078520000	2.799,00 €

**Grundausrüstung:**

Leichtes und faltbares Fahrgestell mit herausnehmbarer Sitzeinheit, Face-to-Face Position möglich; 5-Punkt-Gurt; Zentralbremse; einstellbare und zusammenklappbare Fußstütze; hüftwinkelverstellbare Rückenlehne; 4-stufige Einstellung des Sitzwinkels; abnehmbare Räder; schwenkbare Vorderäder inkl. Lenkstop; Fallsicherung; integrierte Federung in Vorderrädern und Hinterrahmen; verstellbarer Schiebegriff; inkl. sämtliches Zubehör

Maße: Sitztiefe: 24 cm, 28 cm / Sitzbreite: 25-32 cm / Rückenhöhe: 62 cm

**ZUBEHÖR** (bereits im Grundmodell enthalten)

- Abduktionsblock
- Handbogen
- Therapietisch
- Kopf- und Thoraxpelotten
- Sitzhose
- Gurtpolster
- einstellbares Wetterdach mit Fenster
- Schlupfsack
- Winterhandschuhe
- Regenschutz
- Sonnenschirm
- Moskitonetz
- Tasche
- Ablagekorb
- Ankipphebel