



HMV-Nr. 18.99.01.1053

Schmaler, wendiger Reha-Buggy für Kinder mit hoher Sitz- und Liegeposition – komplettes Zubehör inklusive

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Stand: 16.01.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.; gültig in **DE**; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission:

Kostenträger: _____

Grundmodell	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------

<input type="checkbox"/> Mouse Reha-Buggy, grau	980007880000	2.393,00 €
---	--------------	------------

Grundausrüstung:

faltbares Fahrgestell mit herausnehmbarer Sitzeinheit, face-to-face Position möglich; 5-Punkt-Gurt; Zentralbremse; einstellbare Fußstütze; hüftwinkelverstellbare Rückenlehne; 4-stufige Einstellung der Sitzkantelung; abnehmbare Räder; schwenkbare Vorderräder inkl. Lenkstop; Faltsicherung; integrierte Federung in Vorderrädern und Hinterrahmen; verstellbarer Schiebegriff; inkl. sämtliches Zubehör

Maße:

Sitztiefe: 22 cm, 26 cm / Sitzbreite: 24 cm, 32 cm / Rückenhöhe: 52 cm

ZUBEHÖR (bereits im Grundmodell enthalten)

- Abduktionsblock**
- Handbogen**
- Kopfpelotten**
- Sitzverkleinerer** (Sitzbreite und Sitztiefe)
- Fußriemen**
- einstellbares Wetterdach mit Fenster**
- Tasche**
- Ablagekorb**