

Ersatzteilliste / Spare parts list

Reha-Buggy Mouse

Art. 9800078800000

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations



1.1



1.2




1.3



1.4



1.5



1.6



Hinterrad
1.7



Vorderrad
1.7



1.8



2.1



2.2

Ersatzteilliste / Spare parts list



2.3



2.4



3.1



3.2



3.3



3.4



3.5



3.6



3.7



4.1



4.2

Ersatzteilliste / Spare parts list



4.3



4.4



4.5



4.6

Ersatzteilliste / Spare parts list

Reha-Buggy Mouse

Art. 9800078800000

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

* auf Anfrage / on request

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity	empf. VK-Stückpreis / Retail price per piece
1.1	-	Rehabuggy Mouse Rahmen	Buggy mouse frame	1	*
1.2	9700511640000	Schiebegriff	Push handle	1	62,30 €
1.3	-	Vorderradaufnahme	Front wheel mount	1	*
1.4	9700511790000	Hinterradaufnahme, links	Rear wheel mount, left	1	64,50 €
1.4	9700511791000	Hinterradaufnahme, rechts	Rear wheel mount, right	1	64,50 €
1.5	-	Zentralbremse	Central brake	1	*
1.6	-	Bremsen links mit Federung	Brakes left with suspension	2	*
1.7	9700511530000	Hinterrad	Rear wheel	1	67,00 €
1.7	9700511550000	Vorderrad	Front wheel	1	67,00 €
1.8	9700511540000	Vorderradgabel	Front fork	1	14,90 €
2.1	9700512250000	Sitz-und Ruckenlehnenrahmen	Seat and backrest frame	1	717,00 €
	-	Fußstütze gesamt	Footrest total	1	*
2.2	-	Fußplatte	Plate	1	*
2.3	-	Vergrößerung der Fußstütze	Enlargement of the footrest	1	*
2.4	-	Riemen für die Fußstütze	Straps for the footrest	2	*
3.0	-	Wetterdach komplett	Rain canopy, complete	1	*
3.1	9700512230000	Wetterdach, nur Stoff	Rain canopy, fabric only	4	99,20 €
3.2	9700512220000	Wetterdach, ohne Polster	Rain canopy without cushion	1	48,00 €
3.3	9700512210000	Polster für Sitz-und Rückenlehne	Cushion for seat and backrest	1	582,00 €
3.4	9700511650000	Sitzverkleinerer	Seat reducer	1	61,70 €
3.5	-	Kopfpolster	Head cushion	1	*
3.6	-	Polster für 5-Punkt Sicherheitsgurte	Pads for 5-point seat belts	1	*
3.7	9700512200000	5-Punkt- Sicherheitsgurte ohne Polster	5-point seat belts without padding	1	24,10 €
4.1	-	Pelottenpolster	Padding	1	*
4.2	-	Pelotten ohne Polster	Pads without cushion	2	*
4.3	-	Abduktionsblock ohne Polster	Abduction block without pad	2	*

Ersatzteilliste / Spare parts list

4.4	-	Abduktionsblock, Polster	Abduction block, pad	1	*
4.5	-	Haltegriff	Grab handle	1	*
4.6	9700511240000	Zubehörtasche grau	Accessory bag grey	1	154,00 €

- *Artikelnummern auf Anfrage / Item code on request*