



HMV-Nr. 18.99.01.1046

**Leichter Reha-Buggy  
für Kinder für schnellen  
Einsatz und kurze Wege –  
komplettes Zubehör inklusive**

- Bestellung**  
 **Kostenvoranschlag**

**Stand: 01.01.2024**

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;  
gültig in **DE**; bis auf Widerruf

**Rechnungsadresse**

**Kunden-Nr.:**

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Versandadresse**

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

**Kommission:**

Kostenträger: \_\_\_\_\_

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------

<input type="checkbox"/> Pegaz Reha-Buggy, grau	9800078620000	1.952,00 €
---	---------------	------------

**Grundausrüstung:**

Sehr leichtes und faltbares Fahrgestell; Doppelräder, hinten bremsbar; 5-Punkt-Gurt; höhenverstellbare und abnehmbare Fußstütze; höhenverstellbare Rückenlehne; verstellbare Sitztiefe; integrierte Federung an allen Rädern; schwenkbare Vorderräder inkl. Lenkstop; Faltsicherung; verstellbare Schiebegriffe; inkl. sämtliches Zubehör

**Maße:** Sitztiefe: 25 cm, 33 cm / Sitzbreite: 30 cm, 38 cm / Rückenhöhe: 50 cm, 60 cm

**ZUBEHÖR** (bereits im Grundmodell enthalten)

- Abduktionsblock
- Handbogen
- Therapietisch
- Thoraxpelotten
- Sitzhose
- einstellbare Kopfstütze
- Seitenschutzpolster
- Gurtpolster
- einstellbares Wetterdach mit Fenster
- Schlupfsack
- Regenschutz
- Sonnenschirm
- Moskitonetz
- Tasche
- Ablagekorb
- Ankipphebel