

tRide Bestellbogen



Wetterdach inklusive

HMV-Nr. 18.99.01.2083

Reha-Wagen für Kinder

-
- Bestellung**
-
-
- Kostenvoranschlag**

Stand: 07.02.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in (DE); bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission: _____

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL tRide	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
-------------------	----------------	---------------	----------------	---------------



tRide Reha-Wagen,

inkl. Design-Paket pink-grau

 980006220000 3.018,00 € 9800064201000

3.342,00 €

Gr. 2 in Version „Crash“



tRide Reha-Wagen,

inkl. Design-Paket grau-schwarz

 9800062210000 3.018,00 € 9800064210000

3.342,00 €





tRide Reha-Wagen,

inkl. Design-Paket grün-grau

 9800062220000 3.018,00 € 9800064220000

3.342,00 €

DESIGN-PAKETE



Farb-Design:

Kopfstützenbezug; Keder an Korb; Rückenpolster; Sitzpolster; Sitzseitenpolster; Seitenblechpolster; Polster der Fußstützenrohre

Bitte wählen Sie pro Reha-Wagen **ein** Wetterdach ohne Aufpreis.Wetterdach mit Beindecke, schwarz (max. 71 cm Scheitelhöhe) 9800066376000- 9800066376000

-

Wetterdach, schwarz (max. 71 cm Scheitelhöhe) 9800066376100- 9800066376100

-

Grundausrüstung:

tRide Sitzeinheit: physiologische Drehpunkte in Hüft- und Kniegelenk; Kopfstütze (Nackenführung) inkl. Aufnahme; höhen-, breiten- und tiefenverstellbare seitliche Auflageflächen für die Arme; atmungsaktives Sitz- und Rückenpolster; Design frei wählbar; flammenhemmender Bezugstoff; winkelverstellbare, klappbare und höhenverstellbare Fußstützeneinheit; Halterungen für Wetterdach; Wetterdach (mit oder ohne Beindecke); stufenlose Einstellung von Rückenhöhe, Hüftwinkel, Sitztiefe und Sitzbreite, leicht zugängliche Einstellung mittels Sternschrauben

Maße Gr. 1: Sitztiefe: 17 - 28 cm / Sitzbreite: 20 - 30 cm / Rückenhöhe: 26 - 42 cm (ohne Kopfstütze)

Maße Gr. 2: Sitztiefe: 24 - 35 cm / Sitzbreite: 26 - 35 cm / Rückenhöhe: 32 - 52 cm (ohne Kopfstütze)

Hinweis: Es sind weitere Kopfstützen aus dem Reha-Wagen Zubehör-Sortiment erhältlich. Sprechen Sie uns an.

tRide Untergestell: leichtes und stabiles Alu-Fahrgestell, faltbar; (Gr. 2 pink-grau: Crash-Ösen); Verstellhebel Sitzkantelung; verstellbare Sitzwinkelneigung; höhenverstellbarer Schiebegriff; Fuß-Feststellbremse; pannensichere EVA-Bereifung; schwenkbare Vorderräder inkl. Lenkstopp; abnehmbarer Korb

 Fortsetzung Zubehör und Untergestell für Innenraum s. Seite 2

tRide Bestellbogen (Zubehör & Zimmeruntergestell)

Kunden-Nr.: _____

Stand: 07.02.2024alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in **(DE)**; bis auf Widerruf

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

ZUBEHÖR tRide	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
FÜSSE				
Fußriemen, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066482000	45,30 €	<input type="checkbox"/> 9800066482000	45,30 €
Wadenband, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066355000	48,40 €		Grundausrüstung
SITZ				
Abduktionsführung, grau	<input type="checkbox"/> 9800066206000	194,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067206000	217,00 €
Handbogen stark abgewinkelt, grau	<input type="checkbox"/> 9800063721000	121,00 €	-	
Handbogen grau	-		<input type="checkbox"/> 9800065720010	121,00 €
Therapietisch, transparent	<input type="checkbox"/> 9800066281010	523,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067281010	540,00 €
Thoraxpelotten flexibel mit Brustgurt	<input type="checkbox"/> 9800066332000	478,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066332000	478,00 €
Thoraxpelotten starr, grau	<input type="checkbox"/> 9800066346000	388,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067346000	388,00 €
Seitenschutzpolster, Paar, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066226000	89,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066226000	89,00 €
BEGURTUNG				
2-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	<input type="checkbox"/> 9800084201000	109,00 €	<input type="checkbox"/> 9800084701000	111,00 €
4-Punkt Beckengurt mit Front-Pull	-		<input type="checkbox"/> 9800084711000	156,00 €
5-Punkt-Gurt, 25 mm (Advantage, Swifty)	<input type="checkbox"/> 9800084800000	44,72 €	<input type="checkbox"/> 9800084800000	44,72 €
Schrittgurt (nur zusammen mit Beckengurt einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800063411000	33,70 €	<input type="checkbox"/> 9800063411000	33,70 €
Sitzhose, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066146000	199,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067146000	199,00 €
Schmetterlingsgurt, schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 9800066166000	210,00 €	-	
Schmetterlingsgurt, schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 9800066176000	210,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066176000	210,00 €
Schmetterlingsgurt, schwarz (L)	-		<input type="checkbox"/> 9800067176000	210,00 €
Schmetterlingsgurt flexibel (S)	<input type="checkbox"/> 9800063853000	257,00 €	-	
Schmetterlingsgurt flexibel (M)	<input type="checkbox"/> 9800065853000	257,00 €	<input type="checkbox"/> 9800065853000	257,00 €
Sitzweste, schwarz (S)	<input type="checkbox"/> 9800066315100	218,00 €	-	
Sitzweste, schwarz (M)	<input type="checkbox"/> 9800066325100	218,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066325100	218,00 €
Sitzweste, schwarz (L)	-		<input type="checkbox"/> 9800067315100	218,00 €
H-Gurt, gepolstert	<input type="checkbox"/> 9800066297000	146,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066297000	146,00 €
WETTERSCHUTZ				
Kälteschutz wattiert, grau	<input type="checkbox"/> 9800063730000	461,00 €	<input type="checkbox"/> 9800065730000	461,00 €
Kälteschutz Webpelz, schwarz	<input type="checkbox"/> 9800066185000	551,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067185000	551,00 €
Kälteschutz Webpelz, grau	<input type="checkbox"/> 9800063740000	528,00 €	<input type="checkbox"/> 9800065740000	528,00 €
Regenschutz, transparent (nur zusammen mit Wetterdach einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800067390000	114,00 €	<input type="checkbox"/> 9800067390000	114,00 €
Klarsichtverdeck (bis max. 71 cm Scheitelhöhe)	<input type="checkbox"/> 9800066381000	269,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066381000	269,00 €
Wetterdach mit Beindecke, schwarz (bis max. 71 cm Scheitelhöhe) (Grundausrüstung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 9800066376000	415,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066376000	415,00 €
Wetterdach, schwarz (bis max. 71 cm Scheitelhöhe) (Grundausrüstung, hier nur als Ersatzbestellung)	<input type="checkbox"/> 9800066376100	371,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066376100	371,00 €
Sonnenschirm mit UV-Schutz	<input type="checkbox"/> 9800065942000	51,00 €	<input type="checkbox"/> 9800065942000	51,00 €
STOFF				
Meterware AGW schwarz (Breite: 150 cm) _____ m	<input type="checkbox"/> 9800066584000	73,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066584000	73,00 €

ZUBEHÖR für Untergestell tRide	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Ablageplatte	<input type="checkbox"/> 9800062940000	250,00 €	<input type="checkbox"/> 9800064940000	256,00 €
Ankipphebel	<input type="checkbox"/> 9800067501000	58,40 €	<input type="checkbox"/> 9800067501000	58,40 €

UNTERGESTELL (Innenraum) für Sitzeinheit tRide	Art.-Nr. Gr. 1	Preis € Gr. 1	Art.-Nr. Gr. 2	Preis € Gr. 2
Q Untergestell	<input type="checkbox"/> 9800066665010	2.343,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066665010	2.343,00 €
Adapter für Q Untergestell (erforderlich zur Verwendung mit tRide Sitzeinheit)	<input type="checkbox"/> 9800062950000	147,00 €	<input type="checkbox"/> 9800064950000	147,00 €
Schiebegriff, schwarz (Q Untergestell) (nur zusammen mit Q Untergestell einsetzbar)	<input type="checkbox"/> 9800066601000	419,00 €	<input type="checkbox"/> 9800066601000	419,00 €