

Ersatzteilliste / Spare parts list

Reha-Buggy YETI

Art. 9800078900000

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



Ersatzteilliste / Spare parts list

13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



Ersatzteilliste / Spare parts list

Reha-Buggy YETI

Art. 9800078900000

Stand / status: 2024-01, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

Alle Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. / All recommended prices in € plus VAT

* auf Anfrage / on request

Pos	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity	empf. VK-Stückpreis / Retail price per piece
1	9700511680000	Buggyrahmen - Inklusive Griff	Bubby frame - Includes handle	1	1.907,00 €
2	9700511590000	Vorderradaufnahme	Front wheel mount	2	65,50 €
3	-	Hinterradaufnahme	Rear wheel mount	2	*
4	9700511620000	Vorderrad	Front wheel	2	77,90 €
5	9700511690000	Hinterrad	Rear wheel	2	95,40 €
6	9700511880000	Rückenpolsterung (mit 5-Punkt-Gurt ohne Polster)	Back upholstery (with 5-point belt without muffs)	2	664,00 €
7	9700511870000	Sitz- und Rückenlehnenpolster	Seat and backrest upholstery	1	664,00 €
8	9700511890000	Polster für 5-Punkt-Gurt	Muff for 5-point bel	1	14,10 €
9	9700512280000	Fußstütze	Footrest	1	67,80 €
10	-	Seitenpolster, roh	Side pad	2	*
11	-	Kopfstütze	Headrest	1	*
12	9700512120000	Abduktionsblock	Abduction block	1	44,60 €
13	-	Wetterdach	Canopy	1	*
14	9700512000000	Sitzhose	Abduction belt	1	85,50 €
15	9700511900000	Schlupfsack	Sleeping bag	1	135,00 €
16	-	Korb	Basket	1	*
17	9700512370000	Zubehörtasche	Accessory bag	1	184,00 €
18	-	Winterhandschuhe	Winter gloves	1	*
19	9700512130000	Sonnenschirm	Umbrella	1	68,50 €
20	9700512390000	Regenschutz	Rain cape	1	62,90 €
21	-	Moskitonetz	Mosquito net	1	*
22	9700512100000	Haltegriff	Safety barrier	1	138,00 €
23	9700512110000	Therapietisch	Therapy table	1	117,00 €

- Artikelnummern auf Anfrage / Item code on request