

VELA Hip Hop 100 Bestellbogen



HMV-Nr. 26.11.05.0029

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

**Besonders stabiler
Therapiestuhl für Kinder**

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____


PLZ / Ort: _____

Kommission:

Kostenträger: _____

Hinweis:
alternative Rücken- und Sitz-
flächen auf Anfrage

-
- Bestellung**
-
-
- Kostenvoranschlag**

Stand: 12.01.2024
 alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in ; bis auf Widerruf

GRUNDMODELL	Stoff-Farbe	Art.-Nr.	Stoff-Farbe	Art.-Nr.	Preis €
VELA Hip Hop 100, Gr. 1, Sitz: 27 x 30 cm, Rücken: 22 x 18 cm	<input type="checkbox"/> rot	9800730001000	<input type="checkbox"/> blau	9800730000000	2.477,00 €
VELA Hip Hop 100, Gr. 2, Sitz: 32 x 35 cm, Rücken: 26 x 26 cm	<input type="checkbox"/> rot	9800730011000	<input type="checkbox"/> blau	9800730010000	2.477,00 €
VELA Hip Hop 100, Gr. 3, Sitz: 36 x 43 cm, Rücken: 28 x 35 cm	<input type="checkbox"/> rot	9800730021000	<input type="checkbox"/> blau	9800730020000	2.477,00 €

Grundausrüstung:

4-Fuß-Untergestell mit Höhenverstellung per Gasdruckfeder um 10 cm; zusätzliche Säulenverstellung um 10 cm; stufenlos einstellbarer Sitzwinkel von -8° bis +10° (auch umgekehrt möglich); einstellbare Armlehnen; einstellbarer Sitz und Rücken; Zentral-Handbremse rechts oder links; Belastbarkeit: 60 kg; Der Sitz hat eine praktische Montageschiene, auf der Zubehör nachträglich leicht befestigt werden kann. Armlehnen, Sitzfläche und Rückenfläche gehören zur Grundausrüstung. Stoff-Farbe: blau oder rot; Gestell-Farbe: schwarz; Materialien: Stahlrohrgestell pulverbeschichtet; Sitz und Rücken: Schichtholzträgerplatten; Polster: Mikrofaser (alternativ Skai)

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis €
FÜßE / BEINE		
Fußstütze schwarz USL: 21-31 cm, inkl. 10°-Aufnahme	<input type="checkbox"/> Gr. 1 9800722100000	213,00 €
Fußstütze, schwarz USL: 21-31 cm, inkl. 10°-Aufnahme	<input type="checkbox"/> Gr. 2 9800721900000	213,00 €
Fußstütze, schwarz USL: 26-41 cm, inkl. 10°-Aufnahme	<input type="checkbox"/> Gr. 1 9800722000000	246,00 €
Fußstütze, schwarz USL: 26-41 cm, inkl. 10°-Aufnahme	<input type="checkbox"/> Gr. 2 9800721800000	213,00 €
Fußfixierung (3 Größen)		
	<input type="checkbox"/> Gr. 1 9800731200000	454,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 2 9800712640000	441,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 3 9800731210000	454,00 €
Tibiapellotten (7,5 cm breit), Paar	<input type="checkbox"/> 9800712500000	746,00 €
Tibiapellotten (11,5 cm breit), Paar	<input type="checkbox"/> 9800712510000	746,00 €

SITZ

Abduktionsblock, 12 x 14 cm	<input type="checkbox"/> rot	9800731080000	336,00 €	<input type="checkbox"/> blau	9800731090000	336,00 €
Abduktionsblock, 11 x 9 cm	<input type="checkbox"/> rot	9800731100000	292,00 €	<input type="checkbox"/> blau	9800731110000	292,00 €
Abduktionsblock, 11 x 8 cm	<input type="checkbox"/> rot	9800731120000	292,00 €	<input type="checkbox"/> blau	9800731130000	292,00 €

Oberschenkelführung, 11 x 6,5 cm, Paar	<input type="checkbox"/> rot	9800731000000	556,00 €	<input type="checkbox"/> blau	9800731010000	556,00 €
Oberschenkelführung, 19 x 7,5 cm, Paar	<input type="checkbox"/> rot	9800731020000	556,00 €	<input type="checkbox"/> blau	9800731030000	556,00 €
Oberschenkelführung, 25 x 7,5 cm, Paar	<input type="checkbox"/> rot	9800731230000	577,00 €	<input type="checkbox"/> blau	9800731220000	577,00 €

Seitenstütze, 11 x 6,5 cm, Paar	<input type="checkbox"/> rot	9800731040000	485,00 €	<input type="checkbox"/> blau	9800731050000	485,00 €
Seitenstütze 19 x 7,5 cm, Paar	<input type="checkbox"/> rot	9800731340000	487,00 €	<input type="checkbox"/> blau	9800731330000	487,00 €
Seitenstütze 25 x 7,5 cm, Paar	<input type="checkbox"/> rot	9800731060000	485,00 €	<input type="checkbox"/> blau	9800731070000	485,00 €

Hinweis:

Eine gleichzeitige Montage von Oberschenkelführung und Seitenstütze ist nicht möglich.

 Fortsetzung Zubehör s. Seite 2

VELA Hip Hop 100 Bestellbogen





Kunden-Nr.: _____

Stand: 12.01.2023

Firma: _____

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in **DE**; bis auf Widerruf

Ansprechpartner: _____

ZUBEHÖR (Fortsetzung)	Art.-Nr.	Preis €
Thoraxpelotten, gerade, 10x15 cm, Paar  <input type="checkbox"/>	9800712980010	419,00 €
Thoraxpelotten, gebogen, 9 cm, Paar  <input type="checkbox"/>	9800712420010	593,00 €
Thoraxpelotten, gebogen, 6 cm, Paar  <input type="checkbox"/>	9800712430010	593,00 €
Therapietisch, für re. + li. (abschwenkbar) (3 Größen)  <input type="checkbox"/> Gr. 1	9800712790000	596,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 2	9800712650000 738,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 3	9800731350000 823,00 €
Inkontinenzbezug (3 Größen) <input type="checkbox"/> Gr. 1	9800731370000	233,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 2	9800731390000 233,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 3	9800731410000 233,00 €
Schiebebügel, winkelverstellbar (nicht bei Gr. 1 einsetzbar) <input type="checkbox"/> Gr. 2+3	9800712380000	752,00 €
BEGURTUNG		
4-Punkt Beckengurt (3 Größen) <input type="checkbox"/> Gr. 1	9800731240000	312,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 2	9800731250000 327,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 3	9800731260000 334,00 €
H-Gurt (3 Größen) <input type="checkbox"/> Gr. 1	9800731270000	481,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 2	9800731280000 499,00 €
	<input type="checkbox"/> Gr. 3	9800731290000 524,00 €
Brustgurt mit Polster, B: 28 cm, H: 11,5 cm <input type="checkbox"/>	9800712440000	475,00 €
KOPF		
Kopfstütze, standard <input type="checkbox"/> schwarz	9800731430000	688,00 € <i>Bezug: Skai Kunstleder</i>
Kopfstütze, extra lange Halterung <input type="checkbox"/> schwarz	9800731423000	688,00 € <i>Bezug: Skai Kunstleder</i>

Achtung!

Bitte bestellen Sie die Thoraxpelotten nur in Verbindung mit der alternativen Rückengröße 28 x 35 cm!

Achtung!

Bitte bestellen Sie die Kopfstützen nur in Verbindung mit der alternativen Rückengröße 28 x 35 cm!