



HMV-Nr. 26.11.05.0900
Therapiestuhl für Kinder

*Konfiguration für individuelle
 Bedürfnisse ist auswählbar*

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Stand: 01.01.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
 gültig in **(DE)**; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: _____
 Straße: _____
 PLZ / Ort: _____
 Telefon: _____
 Ansprechpartner: _____
 Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____
 Straße: _____
 PLZ / Ort: _____

Kommission:

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL manuell	Art.-Nr.	Preis €
---------------------	----------	---------

VELA Tango 600S, – Standard-Konfiguration manuell

Das Medizinprodukt besteht aus den folgenden Komponenten, der Gesamtpreis beträgt **9800721710000 1.670,00 €**



VELA Tango 600S

Sitz E4 (B:40xT:47 cm), Mionetta Satch 2000 Schwarz
 Rückenlehne E3 (B:28xH:35 cm) Mionetta Satch 2000 Schwarz
 Rückenlehnenbügel 52 cm V.54 m/Montagesatz
 Armlehne Ergon, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 31 cm
 Armlehne Ergon, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 31 cm
 Bremshebel 39 cm
 Radsatz mit 2 x Bremsrädern

Grundausrüstung VELA Tango 600S:

4-Fuß-Untergestell mit Höhenverstellung manuell per Gasdruckfeder; Bauhöhe 40-55 cm, 2-Rad-Bremse; Belastbarkeit bis 80 kg; große Leichtlaufrollen; Armlehnen mit PU Kissen; Bezug: Mionetta 2000 Schwarz; Sitz E4: 40x47 cm; Rückenlehne E3: 28x35 cm, mit Neigung -6° bis +9°.

Alternativ zur Standard-Konfiguration können Sie den VELA Tango 600 S individuell konfigurieren und wir erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.

Bauhöhe – bitte eins ankreuzen

Zu der Bauhöhe muss +6 cm hinzugerechnet werden, um die Sitzhöhe zu erhalten.



- | Niedrig | Standard | Hoch |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 31-41 cm | <input type="checkbox"/> 37,5-47,5 cm | <input type="checkbox"/> 42,5-57,5 cm |
| <input type="checkbox"/> 32,5-42,5 cm | <input type="checkbox"/> 37,5-52,5 cm | <input type="checkbox"/> 42,5-62,5 cm |
| <input type="checkbox"/> 35-45 cm | <input type="checkbox"/> 40-55 cm | <input type="checkbox"/> 45-65 cm |
| <input type="checkbox"/> 36-51 cm | <input type="checkbox"/> 41-61 cm | <input type="checkbox"/> 47,5-67,5 cm |

Polster – bitte eins ankreuzen

Mionetta

Reinigung: ★★★★★

Comfort: ★★★★★

Schwarz

Blau

Comfort

Reinigung: ★★★★★

Comfort: ★★★★★

Kobaltblau

Schwarz

Rot

Compound

Reinigung: ★★★★★

Comfort: ★★★★★

Schwarz

Dunkelgrau

Rot

VELA Tango 600S Bestellbogen

Sitz – bitte eins ankreuzen



- E2 (B32xT35cm)
 ohne Wölbung
 mit Wölbung



- E3 (B36xT43cm)
 ohne Wölbung
 mit Wölbung



- E4 (B40xT47cm)
 ohne Wölbung
 mit Wölbung

Rücken – bitte eins ankreuzen



- E2 (B26xH26cm)



- E3 (B28xH35cm)



- Active XL (B40xH48cm)

Rückenlehnenbügel

- Rückenlehnenbügel

Armlehnen

- Armlehne Ergonomisch, rechts
 Armlehne Ergonomisch, links

Kopfstütze – optional



- HH mit Kissen
 (B17,5xH9cm)

Höhenverstellung – bitte eins ankreuzen

- Griff unter dem Sitz



- Rechte Seite
 Linke Seite

VELA Tango 600S Bestellbogen

Bremse – bitte eins ankreuzen

Bremshebel 39 cm



Rechte Seite

Linke Seite

Einstellbarer Bremshebel
44-62 cm



Rechte Seite

Linke Seite

Einstellbarer Bremshebel
44-62 cm mit T-Griff



Rechte Seite

Linke Seite

Radbremse – bitte eins ankreuzen



2-Rad-Bremse



4-Rad-Bremse

Fußstütze – optional

Fußstütze, klappbar



S-Fußstütze 10°



S 21-31 cm (kurz)

M/L 26-41 cm (Standard oder hoch)

Schiebebügel – optional



Schiebebügel, einstellbar

Antikippschutz - optional



Kippschutzstange

VELA Tango 600S Bestellbogen

Abduktionsführung – optional



- Small (T11xB8xH6 cm)
- Medium (T11xB9xH9 cm)
- Large (T14xB12xH6 cm)

Gurt – optional

Beckengurt, Pelvi



- Small
- Medium

Hüftgurt, Y-Gurt



- Small
- Medium
- Large

Oberschenkelstütze – optional



- Small (L11xH6,5 cm)
- Medium (L19xH7,5 cm)
- Large (L25xH7,5 cm)

Körperstütze – optional

Gebogenes Kissen



- Small (H6xL17 cm)
- Large (H9xL17 cm)

Gerades Kissen



- (H10xL17 cm)