

Auf einen Blick: So finden Sie den richtigen Therapiestuhl

Diese Checkliste hilft Ihnen bei der Entscheidung, welcher Therapiestuhl in Frage kommt. Der Therapeut Ihres Kindes und Ihr Fachhändler beraten Sie bei der Auswahl.



Anwendungsbeispiel: Das ist für mein Kind und mich im Alltag wichtig.

Diese Checkliste können Sie auch herunterladen.
www.thomashilfen.de/checkliste-sitzen

Mein Kind geht noch in den Kindergarten, kommt aber bald zur Schule. Wir brauchen einen kleinen, wendigen Stuhl, der auch lange mitwächst in den ersten Schuljahren.	...
Mein Kind ist schon größer und braucht einen passenden großen und auch belastbaren Stuhl. Der Stuhl soll mit meinem Kind weiter „wachsen“ können.	...
Mein Kind ist ein Teenager und braucht einen Stuhl, der nicht stigmatisiert und sich optisch unauffällig in den Klassenraum einfügt.	...
Der Stuhl soll Mobilität im Innenbereich und auf kurzen Strecken unterstützen. Dann kann mein Kind z.B. in der Schule unabhängiger im Klassenraum sein und auch einfacher zwischen Klassenräumen wechseln.	...
Wir möchten einen Stuhl haben, der ganz leicht zu reinigen ist und eine sehr unempfindliche Sitzfläche hat.	...
Im Unterricht und auch zu Hause fällt es meinem Kind sehr schwer, sich zu konzentrieren. Als „Zappelphilipp“ stört es häufig im Unterricht. Aufmerksamkeit und Konzentration soll mit einem passenden Stuhl gefördert werden.	...
Mein Kind muss lange in der Schule sitzen, an langen Schultagen klagt mein Kind häufig über Schmerzen, weil der Stuhl so „hart“ ist.	...
Zum Training von Balance, Körperspannung und Aufmerksamkeit soll der Stuhl mein Kind beim freien Sitzen ohne Rückenlehne unterstützen.	...
Im Rückenbereich soll mein Kind gut gestützt sein, damit es gut aufrecht und auch mal aktiv nach vorne geneigt sitzen kann. Dazu brauchen wir eine bequeme Rückenlehne mit verschiedenen Verstellmöglichkeiten.	...
Die Beine meines Kindes sollen nicht in der Luft hängen, wenn der Sitz mal etwas höher eingestellt ist. Wir brauchen eine anpassbare Fußstütze am Stuhl, damit mein Kind stabil sitzen kann.	...
Im Alltag ist mein Kind mit seinem Walker auf kurzen Strecken recht selbstständig unterwegs. Nur der Wechsel auf den Stuhl bereitet uns Probleme. Wir brauchen einen Stuhl, mit dem mein Kind den Transfer üben kann.	...
Mein Kind kann nicht selbstständig Gehen, möchte seinen Stuhl aber selbst in der Höhe verstellen können, um ein Stück Unabhängigkeit zu haben.	...
Mein Kind ist mit einer individuellen Sitzschale versorgt, da es sich kaum alleine im Sitzen halten kann. Es braucht sehr viel Unterstützung und Betreuung.	...
Wir benötigen einen Stuhl der in den Alltag von Jugendlichen und Erwachsenen passt.	

	Das ist uns wichtig	VELA Hip Hop 100	VELA Tango 600 S	VELA Tango 600 ES	VELA Tango 700	VELA Tango 700E	SiiS
		Seite 18	Seite 14	Seite 14	Seite 19	Seite 19	Seite 26
für Kindergarten und Grundschule	↓	😊					😊
für weiterführende Schule		😊	😊	😊	😊	😊	😊
unauffällige Optik		😊	😊	😊	😊	😊	
Mobilität im Innenbereich		😊	😊	😊	😊	😊	😊
sehr leichte Reinigung von Sitz- und Rückenfläche			😊	😊	😊	😊	😊
Förderung der Konzentration							😊
Sitzkomfort		😊	😊	😊	😊	😊	
Förderung freies Sitzen							😊
anpassbare Rückenlehne		😊	😊	😊	😊	😊	
anpassbare Fußstütze		😊	😊	😊	😊	😊	
Transfer-Training		😊	😊	😊	😊	😊	😊
elektrische Höhenverstellung				😊		😊	
Therapiestuhl statt Sitzschale		😊	😊	😊	😊	😊	
für den Alltag für Jugendliche und Erwachsene			😊	😊	😊	😊	