

VELA Tango 700 Bestellbogen


HMV-Nr. 26.11.05.0900
Arbeitsstühle für Erwachsene
VELA Tango 700:

 Verstellung Sitzhöhe manuell
per Gasfeder

*Konfiguration für individuelle
Bedürfnisse ist auswählbar*

-
- Bestellung**
-
-
- Kostenvoranschlag**

Stand: 18.03.2024

 alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
gültig in **DE**; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse
Kunden-Nr.:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission:

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------

 Vela Tango 700, Gasfeder – Standard-Konfiguration

Das Medizinprodukt besteht aus den folgenden Komponenten, der Gesamtpreis beträgt

2.022,40 €

VELA Tango 700, Gasfeder

 Sitz Active M (B:44xT:44 cm), Main Line Plus Dunkelgrau
 Rücken Active M (B:38xH:30 cm), Main Line Plus Dunkelgrau
 Rückenbügel 24 cm m/Montagesatz
 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 9x25 cm, 19,3 cm Stange
 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 9x25 cm, 19,3 cm Stange
 Bremshebel 39 cm
 Radsatz mit 2 x Bremsrädern

9800721500000	780,00 €
9800721520000	192,00 €
9800721530000	192,00 €
9800721540000	76,20 €
9800721590000	95,30 €
9800721560000	95,30 €
9800721570000	68,60 €
9800721580000	523,00 €

Grundausrüstung VELA Tango 700:

4-Fuß-Untergestell mit Höhenverstellung manuell per Gasdruckfeder; Bauhöhe 38,5-53,5 cm; 2-Rad-Bremse; Belastbarkeit bis 160 kg; große Leichtlaufrollen; einstellbare Armlehnen; Bezug: Main Line Plus, Dunkelgrau; Sitz Active M: 44 x 44 cm; Rücken Active M: 38 x 30 cm, mit Neigung -4° bis +22°

Alternativ zur Standard-Konfiguration können Sie den Vela Tango 700 individuell konfigurieren und wir erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.
Bauhöhe – bitte eins ankreuzen

Zu der Bauhöhe muss je nach ausgewähltem Sitz +6 cm (Active und Arthrodesse) bzw. +8 cm (Contour) hinzugerechnet werden, um die Sitzhöhe zu erhalten.


Extra Niedrig
 32,5-42,5 cm

 34,5-44,5 cm

Niedrig
 36,5-46,5 cm

 37-52 cm

Standard
 38,5-53,5 cm

 40,5-55,5 cm

 42,5-57,5 cm

Hoch
 43-63,5 cm

 45-65 cm

 47-67 cm

 49-69 cm

VELA Tango 700 Bestellbogen

Polster – bitte eins ankreuzen

Main Line Plus

Reinigung: ★★★★★

Comfort: ★★★★★

 Dunkelgrau Schwarz Grau Hellgrau Ruby Rot Königsblau

Comfort

Reinigung: ★★★★★

Comfort: ★★★★★

 Kobaltblau Grau Schwarz Rot Königsblau Dunkelgrau

Compound

Reinigung: ★★★★★

Comfort: ★★★★★

 Schwarz Dunkelgrau

Sitz – bitte eins ankreuzen



Active

 S (B40xT40 cm) M (B44xT44 cm) L (B47xT47 cm) XL (B49xT49 cm) Deep (B40xT49 cm)

Contour

 S (B40xT40 cm) M (B44xT44 cm) L (B47xT47 cm) XL (B49xT49 cm)

Arthrodese

 S (B40xT47 cm) L (B47xT47 cm)

Rücken – bitte eins ankreuzen



Active

 S (B38xH22 cm) M (B38xH30 cm) L (B40xH40 cm) XL (B40xH48 cm)

Contour

 M (B36xH38 cm) L (B39xH43 cm) XL (B41xH48 cm)

ALB

 S (B39xH39 cm) R S (B39xH39 cm) L M (B39xH49 cm) R M (B39xH49 cm) L L (B39xH51 cm) R L (B39xH51 cm) L

Support

 L (B43xH46 cm) – innen 28 cm L (B43xH46 cm) – mit aufblasbarer Lendenstütze

Rückenbügel

 Rückenbügel

VELA Tango 700 Bestellbogen

Kopfstütze – optional und nur in Verbindung mit den Rücken Contour oder Support möglich



- Kopfstütze mit flexiblem Kissen
(B34xH8 cm)



- Kopfstütze mit SW Kissen
(B26xH13 cm)



- Kopfstütze mit ES Kissen
(B25xH12 cm)

Höhenverstellung – bitte eins ankreuzen

Griff unter dem Sitz



- Rechte Seite
 Linke Seite

Armlehne – bitte eins ankreuzen

Einstellbar



- 9x25 cm
 9x30 cm

Faltbar



- 9x25 cm
 9x30 cm

Bremse – bitte eins ankreuzen

Bremshebel 39 cm



- Rechte Seite
 Linke Seite

Einstellbarer Bremshebel 44-62 cm



- Rechte Seite
 Linke Seite

Einstellbarer Bremshebel 44-62 cm mit T-Griff



- Rechte Seite
 Linke Seite

Radbremse – bitte eins ankreuzen



- 2-Rad-Bremse



- 4-Rad-Bremse

VELA Tango 700 Bestellbogen

Fußstütze – optional und nicht bei allen Konfigurationen möglich

Fußbügel, klappbar



Fußstützen, einzeln Rs + Ls



Fußstütze Typ S


 S (B28,3xT24,5 cm)

 M (B33,5xT25 cm)

 L (B28,3xT27,5 cm)

Amputationspelotte



- Rechte Seite
- Linke Seite
- Rechts & Links

Beinstütze Typ E



- Rechte Seite
- Linke Seite
- Rechts & Links

Beinstütze Typ E, einstellbar



- Rechte Seite
- Linke Seite

Antikippschutz – optional


 Kippschutzstange

Schiebebügel – optional


 Schiebebügel, einstellbar

Gurt – optional

Brustgurt, H-Gurt



- Small
- Medium
- Large

Hüftgurt, Y-Gurt



- Small
- Medium
- Large

VELA Tango 700 Bestellbogen

Rumpfelotten – optional und nur in Verbindung mit den Rücken Contour oder Support möglich

Gebogene Pelotten



- Small (H6xL17 cm)
- Large (H9xL17 cm)

Gerade Pelotten



- Large (H10xL17 cm)

Hier geht es zum Produkt:

