

VELA Tango 700E Bestellbogen



HMV-Nr. 26.11.05.0900
Arbeitsstühle für Erwachsene
VELA Tango 700E: Verstellung
 Sitzhöhe elektrisch

*Konfiguration für individuelle
 Bedürfnisse ist auswählbar*

- Bestellung**
 Kostenvoranschlag

Stand: 18.03.2024

alle Preise in EUR zzgl. MwSt.;
 gültig in **(DE)**; bis auf Widerruf

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Versandadresse

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission:

Kostenträger: _____

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis €
-------------	----------	---------

Vela Tango 700E, elektrisch – Standard-Konfiguration

Das Medizinprodukt besteht aus den folgenden Komponenten, der Gesamtpreis beträgt

4.252,10 €



VELA Tango 700E, elektrisch

Sitz Active M (B:44xT:44 cm), Main Line Plus Dunkelgrau
 Rücken Active M (B:38xH:30 cm), Main Line Plus Dunkelgrau
 Rückenbügel 24 cm m/Montagesatz
 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 9x25 cm m/El-taste, 19,3 cm Stange
 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 9x25 cm, 19,3 cm Stange
 Bremshebel 39 cm
 Radsatz mit 2 x Bremsrädern

9800721510000	2.971,00 €
9800721520000	192,00 €
9800721530000	192,00 €
9800721540000	76,20 €
9800721550000	134,00 €
9800721560000	95,30 €
9800721570000	68,60 €
9800721580000	523,00 €

Grundausrüstung VELA Tango 700E:

4-Fuß-Untergestell mit Höhenverstellung elektrisch; Bauhöhe 35-55cm; 2-Rad-Bremse; Belastbarkeit bis 160 kg; große Leichtlaufrollen; einstellbare Armlehnen; Bezug: Main Line Plus, Dunkelgrau; Sitz Active M: 44 x 44 cm; Rücken Active M: 38 x 30 cm, mit Neigung -4° bis +22°

Alternativ zur Standard-Konfiguration können Sie den Vela Tango 700E individuell konfigurieren und wir erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.

Bauhöhe – bitte eins ankreuzen

Zu der Bauhöhe muss je nach ausgewähltem Sitz +6 cm (Active und Arthrodes) bzw. +8 cm (Contour) hinzugerechnet werden, um die Sitzhöhe zu erhalten.



Niedrig

- 35-55 cm
 36,5-56,5 cm
 38,5-58,5 cm

Standard

- 40,5-60,5 cm
 41,5-71,5 cm
 42,5-62,5 cm

Hoch

- 43-73 cm
 45-75 cm
 47-77 cm
 49-79 cm

VELA Tango 700E Bestellbogen

Polster – bitte eins ankreuzen

Main Line Plus

Reinigung: ★★★★★

Comfort: ★★★★★

 Dunkelgrau Schwarz Grau Hellgrau Ruby Rot Königsblau

Comfort

Reinigung: ★★★★★

Comfort: ★★★★★

 Kobaltblau Grau Schwarz Rot Königsblau Dunkelgrau

Compound

Reinigung: ★★★★★

Comfort: ★★★★★

 Schwarz Dunkelgrau

Sitz – bitte eins ankreuzen



Active

 S (B40xT40 cm) M (B44xT44 cm) L (B47xT47 cm) XL (B49xT49 cm) Deep (B40xT49 cm)

Contour

 S (B40xT40 cm) M (B44xT44 cm) L (B47xT47 cm) XL (B49xT49 cm)

Arthrodese

 S (B40xT47 cm) L (B47xT47 cm)

Rücken – bitte eins ankreuzen



Active

 S (B38xH22 cm) M (B38xH30 cm) L (B40xH40 cm) XL (B40xH48 cm)

Contour

 M (B36xH38 cm) L (B39xH43 cm) XL (B41xH48 cm)

ALB

 S (B39xH39 cm) R S (B39xH39 cm) L M (B39xH49 cm) R M (B39xH49 cm) L L (B39xH51 cm) R L (B39xH51 cm) L

Support

 L (B43xH46 cm) – innen 28 cm L (B43xH46 cm) – mit aufblasbarer Lendenstütze

Rückenbügel

 Rückenbügel

VELA Tango 700E Bestellbogen

Kopfstütze – optional und nur in Verbindung mit den Rücken Contour oder Support möglich



- Kopfstütze mit flexiblem Kissen
(B34xH8 cm)



- Kopfstütze mit SW Kissen
(B26xH13 cm)



- Kopfstütze mit ES Kissen
(B25xH12 cm)

Höhenverstellung – bitte eins ankreuzen

E-Taste



- Rechte Seite
 Linke Seite

Soft Touch E-Taste



- Rechte Seite
 Linke Seite

Handbedienung



-

Armlehne – bitte eins ankreuzen

Einstellbar



- 9x25 cm
 9x30 cm

Faltbar



- 9x25 cm
 9x30 cm

Bremse – bitte eins ankreuzen

Bremshebel 39 cm



- Rechte Seite
 Linke Seite

Einstellbarer Bremshebel 44-62 cm



- Rechte Seite
 Linke Seite

Einstellbarer Bremshebel 44-62 cm mit T-Griff



- Rechte Seite
 Linke Seite

Elektrische Bremse



-

Radbremse – bitte eins ankreuzen



- 2-Rad-Bremse



- 4-Rad-Bremse

VELA Tango 700E Bestellbogen

Fußstütze – optional und nicht bei allen Konfigurationen möglich

Fußbügel, klappbar



Fußstützen, einzeln Rs+Ls



Fußstütze Typ S


 S (B28,3xT24,5 cm)

 M (B33,5xT25 cm)

 L (B28,3xT27,5 cm)

Amputationspelotte


 Rechte Seite

 Linke Seite

 Rechts & Links

Beinstütze Typ E


 Rechte Seite

 Linke Seite

 Rechts & Links

Beinstütze Typ E, einstellbar


 Rechte Seite

 Linke Seite

Antikippschutz – optional


 Kippschutzstange

Schiebebügel – optional


 Schiebebügel, einstellbar

Gurt – optional

Brustgurt, H-Gurt


 Small

 Medium

 Large

Hüftgurt, Y-Gurt


 Small

 Medium

 Large

VELA Tango 700E Bestellbogen

Rumpfpelotten – optional und nur in Verbindung mit den Rücken Contour oder Support möglich

Gebogene Pelotten



Small (H6xL17 cm)

Large (H9xL17 cm)

Gerade Pelotten



Large (H10x17 cm)

Zusätzliche elektrische Funktionen – optional + Höhenverstellung ist dadurch nur per Handbedienung möglich



Elektrische Sitzneigung



Elektrische Rückenlehnen-



Elektrische Sitzneigung + Rückenlehnenverstellung



Automatisierte Aufstehhilfe

Hier geht es zum Produkt:

