

Werkverkauf Pädiatrie / Kinder-Reha

Produktbeschreibung Reha-Autositz für den Allround-Einsatz im Familienalltag, Charge mit **leichten Farbabweichungen**

Artikelbezeichnung Major mit Seatfix

Empfohlener VK-Preis 1.585,00 EUR zzgl. MwSt.

Preis Werkverkauf 500,00 EUR zzgl. MwSt.



9800006110000 Major mit Seatfix, **rot**

9800006120000 Major mit Seatfix, **blau**

9800006130000 Major mit Seatfix, **grün**

9800006140000 Major mit Seatfix, **magenta**

9800006100000 Major mit Seatfix, **grau**

Maße & Gewichte	THOMASHILFEN Major
Sitztiefe	32 cm
Sitzbreite (vorne)	31,5 cm (21,5 cm mit Pelotten)
Sitzbreite (hinten)	26 cm (19 cm mit Pelotten)
Rückenhöhe (Sitz)	62 - 74 cm
Schulterhöhe (Gurtführung)	25,5 - 42 cm
Sitzkantelung (mit Platte)	5,5° / 11° / 16°
Unterschenkellänge (Fußstütze direkt an Adapterplatte)	18,5 - 37,5 cm
Unterschenkellänge (Fußstütze an Drehplatte + Sitzkantelung-Platte)	23 - 42 cm
Gesamtmaß (B x H x T)	56 x 71 x 40 cm
Gewicht des Sitzes	ca. 6 kg
max. Nutzergewicht	9 - 36 kg

Melden Sie sich gerne bei uns unter Telefon 04761/886-0 oder Mail info@thomashilfen.de

Produktbeschreibung Leichtester rückwärts gerichteter Reha- Autositz (bis 10 kg Körpergewicht)
Artikelnummer 9800006600000
Artikelbezeichnung Co-Pilot, grau
Identifikation 1900234 + 1856637 + 1942478 + 1894351 / Lager 4 (0,5)
Empfohlener VK-Preis 823,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf 450,00 EUR zzgl. MwSt.



Maße & Gewichte

THOMASHILFEN Co-Pilot

Sitztiefe	29,5 cm
Sitzbreite (vorne)	23,5 cm (20,5 cm mit Sitzseitenpolster)
Sitzbreite (hinten)	20 cm (14,5 cm mit Sitzseitenpolster)
Rückenhöhe (Sitz)	51 cm
Schulterhöhe (Gurtführung)	19 / 25 / 31 cm
Sitzkantelung (rückwärts gerichtet)	45°
Sitzkantelung (vorwärts gerichtet)	0° / 10° / 20°
Gesamtmaß (B x H x T)	42 x 62,5 x 43 cm
Gewicht des Sitzes	ca. 5 kg
max. Nutzwergewicht (rückwärts gerichtet)	0 bis 10 kg
max. Nutzwergewicht (vorwärts gerichtet)	9 bis 18 kg

Produktbeschreibung Reha-Wagen mit besonders flexibler Kopfunterstützung – Stabiles Sitzen auch für unterwegs

Artikelnummer 9800062042000 + Polster

Artikelbezeichnung EASyS Sitzeinheit mit A Untergestell Gr. 1 Crash + Polster nach Wunsch

Identifikation SN 1496604; SN 1496608; SN 1429744; SN 1496609 / Lager 4 (0,35)

Empfohlener VK-Preis 3.277,00 EUR zzgl. MwSt.

Preis Werksverkauf 1.100,00 EUR zzgl. MwSt.



	Aqua side padding, pair	<input type="checkbox"/> 6250
	Berry side padding, pair	<input type="checkbox"/> 6252
	Flora side padding, pair	<input type="checkbox"/> 6254
	Classic side padding, pair	<input type="checkbox"/> 6251
	Sand side padding, pair	<input type="checkbox"/> 6253

1 Paar Seitenpolster frei wählbar

Maße & Gewichte	EASyS 1
Sitztiefe	16 - 28 cm
Sitzbreite	19 - 31 cm
Rückenhöhe	40 - 65 cm
Unterschenkellänge	17 - 30 cm
Hüftwinkel	90° bis 180°
Kniewinkel	90° bis 180°
Fußwinkel	78° bis 100°
Drehbarkeit des Sitzes	180°
Größe Seitenführung (H x B)	12 x 23 cm
Größe Fußstütze (B x T)	29 x 18 cm
Gesamtmaße (L x B x H)	58 x 38 x 61 cm
Faltmaße (L x B x H)	73 x 38 x 28 cm
Gewicht	7,7 kg
max. Belastbarkeit (Sitzeinheit)	35 kg

Maße & Gewichte	A1 Untergestell
Sitzkantelung	-10° bis +35°
Sitzhöhe	48 cm
Schiebegriffhöhe	92 - 114 cm
Gesamtmaße (L x B x H)	75 x 60 x 77 cm
Faltmaße (L x B x H)	83 x 64 x 41 cm
Radgröße Schwenkräder (vorne)	7,5"
Radgröße (hinten)	10"
Gewicht (ohne Sitzeinheit)	8,2 kg
max. Belastbarkeit (inkl. Sitz)	45 kg

Maße Reha-Wagen	EASyS 1
Gesamtmaße (L x B x H)	87 x 59 x 99 cm
Faltmaße (L x B x H)	81 x 59 x 49 cm

Produktbeschreibung Mehr Erfolg durch weniger Technik
Artikelnummer 9800018870000 + 9800018910000
Artikelbezeichnung tGo Gehtrainer Gr. 1 + Sitzbremssystem
Identifikation SN 1271776, 1271773 / Lager 2 (0,35)
Empfohlener VK-Preis 3.627,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **1.799,00 EUR** zzgl. MwSt.




Maße & Gewichte	tGo Gr. 1
Sitzhöhe	25 - 60 cm
Gesamtmaß (L x B)	83 x 54 cm
Sattellänge	20 cm
Handgriffhöhe	43 - 90 cm
Höhe Beckenstütze	40 - 75 cm
Radgröße vorne	15 cm
Radgröße hinten	20 cm
Gewicht	12,4 kg
max. Nutzergewicht	40 kg

Produktbeschreibung **Gehtrainer mit dynamischer Oberkörperführung**
Artikelnummer 9800024630000 + 9700313000000 + 9700310480000
Artikelbezeichnung Meywalk 4 mini, gelb, Grundmodell + Thoraxring 90 Ø abschwenkbar + Druckfeder weiß >20 kg Mini-Micro
Identifikation SN 1412826 & 1412466 & 1410659 / Lager 1 (0,35)
Empfohlener VK-Preis 2.690,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **999,00 EUR** zzgl. MwSt.



Maße & Gewichte	Easy-Walker DS mini
Sitzhöhe (ohne Belastung)	32 - 55 cm
Sitzhöhe (volle Belastung)	28 - 51 cm
Sitzneigung nach vorne	0° bis 15°
Rahmenbreite innen	44 cm
Abstand Griff-Thoraxring	flexibel einstellbar
* Thoraxringgrößen (Innenumfang)	70 / 90 / 105 cm
* Thoraxringgrößen (B x T)	21 x 19 / 28 x 25 / 30 x 29 cm
Thoraxringhöhe (seitlich, ohne Belastung)	58 - 80 cm
Thoraxringhöhe (seitlich, volle Belastung)	54 - 76 cm
Gesamtmaß (L x B)	80 x 56 cm
Federweg	4 cm
Reifengröße Ø vorne / hinten	150 / 275 mm
Gewicht	20 kg
* max. Nutzergewicht	80 kg

Produktbeschreibung Stuhl zum aktiven, freien Sitzen mit **Impuls-Sensorik**
Artikelnummer 9800083010002
Artikelbezeichnung Therapiestuhl SiiS M
Identifikation SN 204728 / Lager 1 (0,20)
Empfohlener VK-Preis 2.243,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **500,00 EUR** zzgl. MwSt.



SiiS M		
Sitzhöhe		32 - 40 cm
Sitzbreite		15 cm
Impulsgeber	Höhenverstellung	27,5 cm
	Tiefenverstellung	3,5 cm
Beckenkammstütze	Höhenverstellung	8 cm
	Tiefenverstellung	3,5 cm
Gesamtmaß (B x H x T)		54 x 50 x 68 cm
Radgröße		10 cm
Radabstand vorne		53 cm
Radabstand hinten		54 cm
Gewicht		11 kg
max Nutzergewicht		22 kg
Körpergröße Nutzer		max. 125 cm

Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung Gutes Sitzklima für lange Schultage
Artikelnummer 9800730250000 + 9800731460000
Artikelbezeichnung VELA Hip Hop 50 **Schulstuhl**, gepolstert + Paar Seitenstützen 19x7,5 cm
Identifikation SN 285521 / Lager 1 (0,50)
Empfohlener VK-Preis 2.243,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **1.100,00 EUR** zzgl. MwSt.



Seitenstützen

Maße & Gewichte	VELA Hip Hop 50
Sitzhöhe	38 - 48 cm
+ 10 cm stufenweise Einstellung	
Sitz (B x T)	32 x 35 cm
Sitztiefe	32 - 35 cm
Rückenlehne (B x H)	26 x 26 cm
Armlehnenkissen (L x B)	20 x 6 cm
Höhe Armlehnen	10 - 22 cm
Breite zwischen Armlehnen	26 - 34 cm
Hüftwinkel	-20° bis +20°
Untergestell (B x T)	53 x 55 cm
Gewicht des Stuhls	19 kg
max. Nutzergewicht	60 kg

Produktbeschreibung Höhenverstellbarer Arbeitsstuhl für optimale Teilhabe in Kindergarten,
Schule & zu Hause

Artikelnummer 9800730120000 + 9800731150010

Artikelbezeichnung VELA Hip Hop 300 Gr. 2, blau inkl. Fußstütze Gr. 2 USL: 27-43 cm, inkl. 8°-
Aufnahme

Identifikation SN 472421 / Lager 1 (0,45)

Empfohlener VK-Preis 3.789,00 EUR zzgl. MwSt.

Preis Werksverkauf 1.499,00 EUR zzgl. MwSt.

Sitz (B x T)	27 x 30 cm
Sitztiefe	25 - 30 cm
Rückenlehne (B x H)	22 x 18 cm
Sitzkantelung	-8° bis +10°
Hüftwinkel	-20° bis +20°
Armlehnenkissen	6 x 20 cm
Armlehnenhöhe	10 - 22 cm
Abstand zwischen Armlehnen	21 - 29 cm
Ruhestellung	+24°
Untergestell (B x T)	55 x 73 cm
Gewicht des Stuhls	26 kg
max. Nutzergewicht	60 kg



Produktbeschreibung Höhenverstellbarer Arbeitsstuhl für optimale Teilhabe in Kindergarten, Schule & zu Hause

Artikelnummer 9800730131000

Artikelbezeichnung VELA Hip Hop 300 Gr. 3, rot

Identifikation 226326-1-1 / Lager 1 (0,35)

Empfohlener VK-Preis 3.424,00 EUR zzgl. MwSt.

Preis Werksverkauf 1.599,00 EUR zzgl. MwSt.

Farbe des Arbeitsstuhls



Rot



Sitz (B x T)	36 x 43 cm
Sitztiefe	35 - 43 cm
Rückenlehne (B x H)	28 x 35 cm
Sitzkantelung	-8° bis +10°
Hüftwinkel	-20° bis +20°
Armlehnenkissen	6 x 20 cm
Armlehnenhöhe	10 - 22 cm
Abstand zwischen Armlehnen	30 - 38 cm
Ruhestellung	+24°
Untergestell (B x T)	55 x 73 cm
Gewicht des Stuhls	26 kg
max. Nutzergewicht	60 kg

Produktbeschreibung Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsstuhl für optimale Teilhabe in Kindergarten, Schule & zu Hause

Artikelnummer 9800730230000

Artikelbezeichnung VELA Hip Hop 300 E Gr. 3, elektrisch,
Farbe: blau

Identifikation I1602 / Lager 1 (0,20)

Empfohlener VK-Preis 5.063,00 EUR zzgl. MwSt.

Preis Werksverkauf 2.000,00 EUR zzgl. MwSt.



Produktbeschreibung elektrischer Therapiestuhl für große Kinder und Jugendliche

Artikelnummer 9800712360010
Artikelbezeichnung VELA Tango 100ES
Identifikation SN 459141 / Lager 1 (0,35)
Empfohlener VK-Preis 5.295,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf 2.600,00 EUR zzgl. MwSt.



Abbildung ähnlich

Maße & Gewichte* Krumme Ergo EL

Sitzhöhe	42 - 62 cm
Sitztiefe	39 - 47 cm
Sitzbreite (montierte Seitenstützen)	34 - 40 cm
Sitzneigung	-9° bis + 6°
Rückenfläche (B x H)	28 x 35 cm
Rückenlehnenwinkel	-15° bis + 12°
Armlehnenkissen (L x B)	8 x 26 cm
Armlehnenhöhe	0 - 24 cm
Armlehnen (Abstand)	31 - 40 cm
Fußstütze (L x B)	27 x 43 cm
Gasfederintervall (Hub)	-
Höhenverstellung	elektrisch
Untergestell (B x T)	55 x 55 cm
Gewicht des Stuhls	29 kg
max. Belastbarkeit	80 kg

Produktbeschreibung Stehtrainer mit kindgerechtem Design
Artikelnummer 9800080100000
Artikelbezeichnung Cat Stehtrainer
Identifikation 218430-1-1 / Lager 1 (0,05)
Empfohlener VK-Preis 1.521,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf 350,00 EUR zzgl. MwSt.



		Cat	
Untergestell Größe		600 x 500	
Belastbarkeit		25kg	
		min	max
Höhe (ab Fixations-Sandalen)		500	655
Thoraxbreite		150	250
Hüftbreite		150	200
Hüftpolsterhöhe (ab Fixations-Sandalen)		190	450
Kniepolsterhöhe		105	360
Thoraxpolsterhöhe		430	570

Produktbeschreibung Multi-Talent für Schule & Therapie
Artikelnummer 9800430700000 + 9800431220000
Artikelbezeichnung Ergotisch Typ B, 90x60 cm, Höhenverstellung 56-90 cm + Bremsrollen, + 8 cm Tisch-Höhe, montiert (Ergotisch)
Identifikation 584460-1-1 + * (Mat. 144086) / Lager 1 (0,40)
Empfohlener VK-Preis 1.469,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf 1.025,00 EUR zzgl. MwSt.



Abbildung ähnlich, Lieferung ohne Zubehör

Ropox Ergo2	B
Tischplatte klein (B x T)	90 x 60 cm
Tischplatte groß (B x T)	120 x 60 cm
Abstand zwischen Tischbeinen (klein / groß)	73,6 / 104,6 cm
Höhe Tischplatte	56 - 90 cm
Höhe Tischplatte (mit Rollen)	64 - 98 cm
Tischplatte Winkelverstellung	0 bis 54°
Tischplatte geteilt	-
max. Belastbarkeit (Stützlineal)	ca. 8 kg
max. Belastbarkeit (Stifte- / Bücherhalter)	ca. 5 kg
max. Belastbarkeit (Tisch)	100 kg

Produktbeschreibung Die Basis-Unterstützung für die Toilette
Artikelnummer 9800021540000
Artikelbezeichnung Bene Toilettenaufsatz, **10 cm vorgerückt**, 28 x 52 cm (B x H)
Identifikation 405989-5-1 + 417805-4-1 / Lager 5 (0,10)
Empfohlener VK-Preis 991,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **300,00 EUR** zzgl. MwSt.



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung Die Basis-Unterstützung für die Toilette
Artikelnummer 9800021570000
Artikelbezeichnung Universalspritzschutz (Bene)
Identifikation 420371-2-1 + 420371-2-1 + 429115-9-1 / Lager 5 (0,10)
Empfohlener VK-Preis 203,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **60,00 EUR** zzgl. MwSt.



Universalspritzschutz
(Befestigung direkt an der
Toilettenbrille)

Produktbeschreibung Einfache Badehilfe für aufrechtes Sitzen in der Wanne
Artikelnummer 9800021900000
Artikelbezeichnung Lavo Badestützsitz
Identifikation 392981-5-1 + 392981-5-1 + 435395-10-1 + 417805-6-1 / Lager 10 (0,20)
Empfohlener VK-Preis 848,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **250,00 EUR** zzgl. MwSt.



Maße & Gewichte	Lavo
Sitztiefe	40 cm
Sitzbreite	40 cm
Thoraxbreite	21 cm
Rückenhöhe	23 - 55 cm
Hüftwinkel	90°
Gesamtmaße (B x H x L)	43 x 35 x 89 cm
Gewicht des Sitzes	5 kg
max. Belastbarkeit	20 kg

Produktbeschreibung Badeliege ohne aufwändige Einstellungen
Artikelnummer 9800021800000
Artikelbezeichnung Badeliege Situs
Identifikation 420371-11-1 / Lager 2 (0,05)
Empfohlener VK-Preis 902,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **230,00 EUR** zzgl. MwSt.



Produktbeschreibung Die **Badeliege** mit vielen Anpassungsmöglichkeiten
Artikelnummer 9800021700000
Artikelbezeichnung Ultima Badeliege S
Identifikation 420371-10-1 + 429115-4-1 / Lager 4 (0,15)
Empfohlener VK-Preis 1.399,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **449,00 EUR** zzgl. MwSt.

Maße	Ultima Gr. S
Beinlänge	23 cm
Sitztiefe	25 cm
Rückenhöhe	53 cm
Sitzbreite	30,5 cm
Hüftwinkel	0°, 30°, 60° oder 90°
Kniewinkel	0°, -30° oder -60°
Körpergröße	100 cm
max. Belastbarkeit	45 kg



Produktbeschreibung Die **Badeliege** mit vielen Anpassungsmöglichkeiten
Artikelnummer 9800021710000
Artikelbezeichnung Ultima Badeliege M
Identifikation 429115-2-1 + 405989-3-1 / Lager 4 (0,20)
Empfohlener VK-Preis 1.481,00 EUR zzgl. MwSt.
Preis Werksverkauf **481,00 EUR** zzgl. MwSt.

Maße	Ultima Gr. M
Beinlänge	28 cm
Sitztiefe	33 cm
Rückenhöhe	71 cm
Sitzbreite	30,5 cm
Hüftwinkel	0°, 30°, 60° oder 90°
Kniewinkel	0°, -30° oder -60°
Körpergröße	100 - 138 cm
max. Belastbarkeit	58 kg

